Vertikale und horizontale Laminar-Flow-Hauben



Sicherheit

- Horizontaler oder vertikaler laminarer Fluss sauberer Luft, um den Schutz der Probe zu gewährleisten
- Ausgestattet mit HEPA-Filter, ISO-Klasse 3-konform
- Automatische Regulierung mit Störungsalarmen
- Stabilität und Selbstkompensation des Flusses

Ergonomie

- Ergonomisches LCD-Anzeigefeld zentriert und geneigt für schnelles Anzeigen und Suchen
- Edelstahl-Arbeitsplatte mit Auffangrand und gebogenem Rand für mehr Komfort für die Vorderarme
- Sehr sparsam: neuer Motor mit geringem Verbrauch und integriertem Standby-Modus
- Seitenfronten aus gehärtetem Glas
- Geräuschpegel 55,8 dBa (52,4 dBa 120-cm-Modell)

Einfache Wartung

- Erleichterte Reinigung: Edelstahlarbeitsfläche und gebogener Rand
- Leichter Zugang zum Arbeitsbereich
- Antimikrobielle isozide Beschichtung

Die Hauben sind ausgestattet mit : 2 Steckdosen, einer UV-Lampe und der Verschlussplatte

ECO-POINT
Die Hauben sind mit einer neuen Generation energiesparender Motoren ausgestattet der Verbrauch wird reduziert, der Geräuschpegel gesenkt.

Horizontale Laminar-Flow-Hauben

Modell	LHG-3AG-F8	LHG-4AG-F8	LHG-5AG-F8	LHG-6AG-F8
Nenngröße	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
L x H x T auß. (mm)	1035 x 1118 x 788	1340 x 1118 x 788	1645 x 1118 x 788	1955 x 1118 x 788
L x H x T in. (mm)	898 x 573 x 631	1203 x 573 x 631	1508 x 573 x 631	1813 x 573 x 631
Nettogewicht/verpackt (kg)	100 / 132	145 / 200	167 / 224	212 / 277
Leistung (W)	140	171	211	249
Beleuchtung (Lux)	1045	1139	984	1221
Geräuschpegel (dBA)	53,2	55,8	58,4	60
Art. Nr.	**486329**	**486330**	**486331**	**486332**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Hauben mit vertikaler laminarer Strömung

Modell	LVG-3AG-F8	LVG-4AG-F8	LVG-5AG-F8	LVG-6AG-F8
Nenngröße	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
L x H x T auß. (mm)	1035 x 1270 x 784	1340 x 1270 x 784	1645 x 1270 x 784	1950 x 1270 x 784
L x H x T in. (mm)	965 x 689 x 739	1270 x 689 x 739	1575 x 689 x 739	1880 x 689 x 739
Nettogewicht/verpackt (kg)	135/167	158/202	199/256	208/273
Leistung (W)	129	151	199	258
Beleuchtung (Lux)	980	904	894	1062
Geräuschpegel (dB)	51,6	52,4	55,6	57,6
Art. Nr.	**486325**	**486326**	**486327**	**486328**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Sets

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
486299	Pack Horizontale Laminar-Flow-Haube 1,2m LHG-4AG, 2 Steckdosen, UV-Lampe, Verschlussplatte und Halterung	**AA -**
486300	Pack Vertikale Laminar-Flow-Haube 1,2m LHG-4AG, 2 Steckdosen, UV-Lampe, Verschlussplatte und Halterung	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
486100	Ständerhöhe 86 cm für LVG- oder LHG-Haubenɔo cm	**AA -**
486101	Ständerhöhe 86 cm für LVG- oder LHG-Hauben 120 cm	**AA -**
486102	Ständerhöhe 86 cm für LVG- oder LHG-Hauben 150 cm	**AA -**
486103	Ständerhöhe 86 cm für LVG- oder LHG-Hauben 180 cm	**AA -**

AIRSTREAM 1,2m LHG oder LVG Packs mit Ständer - Unsere All-in-One-Lösung!