Heratherm Thermo Scientific Kühl-Inkubatoren



Modell mit interner Steckdose

- **2 Volumina : 178 l und 381 l**
- **Peltier-Technologie ohne Kühlmittel**
- **Temperatur: +5 °C bis +70 °C**
- **Doppelte Temperatursonden**
- **Übertemperatur-Alarm**
- **Timer mit Programmierung (10 Programme)**
- **Innentür aus Glas**
- **Kammer aus rostfreiem Stahl**
- **Geringerer Energieverbrauch**
- **42-mm-Zugangsport -RS232 und potenzialfreier Kontakt als Standard**
- **Geliefert mit 2 perforierten Tabletts**



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen

Modell	IMP 180	IMP 400
Volumen (l)	178	381
Innenmaße (B x H x T) (mm)	464 x 708 x 543	544 x 1335 x 524
Außenmaße (B x H x T) (mm)	640 x 920 x 738	778 x 1545 x 770
Temperatur	+ 5 bis + 70 °C	+ 5 bis + 70 °C
Anzahl gelieferte Tabletts / max.	2/9	2/17
Äußere Tür	1	1
Innentür aus Glas	1	1
Stromversorgung	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Gewicht (kg)	84	167
Art. Nr.	**228735**	**228736**
CHF	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. mit Innensteckdose	**228737**	**228738**
CHF	**AA -**	**AA -**



228450 / 228339



228458

Zubehör

Für Modell	IMP 180	IMP 400
Zusätzliches perforiertes Regal	**228450**	**228339**
CHF	**AA -**	**AA -**
Raster	**228444**	**228739**
CHF	**AA -**	**AA -**
Spezifisches Regal für Petrischalen Durchmesser 90 mm	**228457**	-
CHF	**AA -**	-
Spezifisches Regal für Petrischalen Durchmesser **Durchmesser 50 mm**	**228456**	-
CHF	**AA -**	-
Rollständer	**228439**	-
CHF	**AA -**	-
Stapel-Kit für IMP 180	**228433**	-
CHF	**AA -**	-

Optionen

Für Modell	IMP 180	IMP 400
Zugangsport Durchmesser 22 mm zentriert links	**262239**	**262239**
CHF	**AA -**	**AA -**
Zugangsport Durchmesser 52 mm zentriert links	**228303**	**228303**
CHF	**AA -**	**AA -**
Zugangsport Durchmesser 22 mm zentriert rechts	**228458**	**228458**
CHF	**AA -**	**AA -**
Zugangsport Durchmesser 52 mm zentriert rechts	**228307**	**228307**
CHF	**AA -**	**AA -**