IPP eco- Peltier-Inkubatoren

NEU

Peltier-Kühlinkubatore: Eine Technologie ohne Kompressor, die sich hervorragend dazu eignet, die Temperatur unterhalb der RT. zu halten.
Eine neue leistungsstarke und energieeffiziente Peltier-Technologie :
-geringer Energieverbrauch im Vergleich zu einem Kompressorinkubator ;
-niedriges Betriebsgeräusch (Peltier-Effekt) ;
-verbesserte Kühlung, Erwärmung und Erholungszeit.



- **Energieeffizientes Peltier-Kühl-/Heizsystem**
- **Temperatur: 0 bis +70 °C ohne Licht; mit Licht: +10 bis +40 °C**
- **Ausgestattet mit einer Außentür aus Edelstahl und einer Innentür aus Glas**
- **Innen- und Außengehäuse aus Edelstahl**
- **Intuitives, leicht zu bedienendes Kontrollfeld**
- **2 verfügbare Versionen: Basisversion IPPeco und programmierbare Version IPPecoplus**
- **7 verschiedene Kapazitäten: von 110 l bis 2200 l**
- **Lieferung mit 2 Ablagen und Kalibrierungszertifikat bei +10 °C und +37 °C**

Modell IPP	IPP 110 eco	IPP 110 ecoplus	IPP 260 eco	IPP 260 ecoplus	IPP 410 eco	IPP 410 ecoplus	IPP 750 eco	IPP 750 ecoplus	IPP 1060 eco	IPP 1060 ecoplus	IPP 1400 eco	IPP 1400 ecoplus	IPP 2200 eco	IPP 2200 ecoplus
Arbeitstemperatur ohne Licht	Von 0 °C (mindestens 20 °C unter RT.) bis +70 °C													
Arbeitstemperatur mit Licht	+ 10 °C bis + 40 °C													
Volumen (l)	108		256		384		749		1060		1360		2140	
Display Auflösung	0,1 °C													
Innenmaße B x H x T (mm) *(P: minus 32 mm für Peltier-Lüfter)*	560 x 480 x 400		640 x 800 x 500		640 x 1200 x 500		1040 x 1200 x 600		1040 x 1200 x 850		1250 x 1450 x 750		972 x 1450 x 750	
Außenmaße B x H x T (mm) (T : *+56 mm ohne Griff)*	745 x 864 x 555		824 x 1183 x 655		824 x 1720 x 655		1224 x 1720 x 755		1224 x 1720 x 1005		1435 x 1913 x 905		2157 x 1913 x 905	
Anzahl Ablagen std/max	2/5	2/5	2/9	2/9	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/28	2/28	2/42	2/42
Max. Belastung pro Regal (kg)	20	20	20	20	20	20	30	30	20	20	30	30	30	30
Max. Belastung des Geräts (kg)	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	330	330
Gewicht Gerät ca. (Kg)	78	78	114	114	450	450	230	230	255	255	450	450	493	493
Art. Nr.	**914272**	**914273**	**914297**	**914298**	**914322**	**914323**	**914346**	**914347**	**914370**	**914371**	**914390**	**914391**	**914402**	**914403**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Modell IPP	IPP 110 eco	IPP 110 ecoplus	IPP 260 eco	IPP 260 ecoplus	IPP 410 eco	IPP 410 ecoplus	IPP 750 eco	IPP 750 ecoplus	IPP 1060 eco	IPP 1060 ecoplus	IPP 1400 eco	IPP 1400 ecoplus	IPP 2200 eco	IPP 2200 ecoplus
Zusätzlicher Rost	**914414**	**914414**	**914415**	**914415**	**914416**	**914416**	**914417**	**914417**	**914418**	**914418**	**914419**	**914419**	**914420**	**914420**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Perforiertes Tablett	**914426**	**914426**	**914427**	**914427**	**914428**	**914428**	**914429**	**914429**	**914430**	**914430**	**914431**	**914431**	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-
Ausziehbare Auffangschale 15 mm Rand	**914432**	**914432**	**914433**	**914433**	**914434**	**914434**	**914435**	**914435**	**914436**	**914436**	-	-	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-	-	-
Untere Auffangschale mit 15 mm Rand	**914438**	**914438**	**914439**	**914439**	**914440**	**914440**	**914441**	**914441**	**914442**	**914442**	-	-	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-	-	-
Ständer Höhe 500 mm	**914491**	**914491**	**914492**	**914492**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ständer Höhe 560 mm	**914493**	**914493**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niedrige Stütze 130 mm	**914494**	**914494**	**914495**	**914495**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Optionen

Modell IPP	IPP 110 eco	IPP 110 ecoplus	IPP 260 eco	IPP 260 ecoplus	IPP 410 eco	IPP 410 ecoplus	IPP 750 eco	IPP 750 ecoplus	IPP 1060 eco	IPP 1060 ecoplus	IPP 1400 eco	IPP 1400 ecoplus	IPP 2200 eco	IPP 2200 ecoplus
Zugangsöffnung 23 mm links Mitte	**914278**	**914278**	**914303**	**914303**	**914328**	**914328**	**914353**	**914353**	**914373**	**914373**	-	-	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-	-	-
Zugangsöffnung 23 mm links oben	**914279**	**914279**	**914304**	**914304**	**914329**	**914329**	**914354**	**914354**	**914374**	**914374**	-	-	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-	-	-
Zugangsöffnung 23 mm rechts Mitte	**914280**	**914280**	**914305**	**914305**	**914330**	**914330**	**914355**	**914355**	**914375**	**914375**	-	-	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-	-	-
Zugangsöffnung 23 mm rechts oben	**914281**	**914281**	**914306**	**914306**	**914331**	**914331**	**914356**	**914356**	**914376**	**914376**	-	-	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-	-	-
Led-Lichtmodul t7 kalt 6500 K	-	**914274**	-	**914299**	-	**914324**	-	**914349**	-	-	-	-	-	-
CHF	-	**AA -**	-	**AA -**	-	**AA -**	-	**AA -**	-	-	-	-	-	-
Led-Lichtmodul t8 kalt und warm 6500 K + 2700 K	-	**914275**	-	**914300**	-	**914325**	-	**914350**	-	-	-	-	-	-
CHF	-	**AA -**	-	**AA -**	-	**AA -**	-	**AA -**	-	-	-	-	-	-
Led-Lichtmodul t9 warm 2700 K	-	**914276**	-	**914301**	-	**914326**	-	**914351**	-	-	-	-	-	-
CHF	-	**AA -**	-	**AA -**	-	**AA -**	-	**AA -**	-	-	-	-	-	-

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com