NEU

Inkubatoren BD-S Binder Solid Line



- Bakteriologische Trockenschränke mit natürlicher Konvektion
- Einfach zu bedienen und effizient, keine Optionen verfügbar
- Technologie der Heizkammer : APTline
- Präzise Temperaturregelung
- Benutzerfreundlicher Regler mit Timerfunktion
- Geringe Erholungszeit nach dem Öffnen von Türen
- Keine Korrosionsgefahr, Kammer komplett aus Edelstahl
- Einstellbare Luftklappe
- Innentür aus Sicherheitsglas
- Verchromtes Regal mit Halterungen
- Integrierter Sicherheitsthermostat Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem Alarm

Modell	BD-S 56	BD-S 115
Temperaturbereich (°C)	RT. + 5 °C bis 70 °C	
Innenvolumen (l)	62	118
Außenmaße L x T x H(mm)	614 x 577 x 625	764 x 616 x 735
Innenmaße L x T x H (mm)	400 x 350 x 440	550 x 390 x 550
Netto Gewicht (kg)	35,4	52,5
Anzahl inklusive Regale	1	1
Maximale Anzahl an Regalen	3	5
Gewicht / Regale (kg)	15	20
Maximales Gesamtgewicht (kg)	30	75
Temp. Schwankung bei 37 °C	0,1	0,2
Art. Nr.	**492400**	**492404**
CHF	AA -	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
492438	Verchromtes Regal für BD-S 56	AA -
492442	Verchromtes Regal für BD-S 115	AA -

Binder-Öfen



- Trocknen und Sterilisieren bis 300 °C
- 6 Größen verfügbar
- Modell mit erzwungener Konvektion oder natürlicher Konvektion
- FED-Modell Einstellung der Lüftergeschwindigkeit möglich
- Stapelbare Modelle bis zum 115-Liter-Modell
- Modell AvantgardeLine: USB-Anschluss als Standard und visueller Alarm bei Überschreitung der Überhitzungstemperatur

Modelle mit natürlicher Konvektion

Modell	ED23	AvantgardeLine ED56	AdvangardeLine ED115	AdvantgardeLine ED260	ED400	AdvantgardeLine ED720
Volumen (l)	23	57	114	255	400	720
Innenmaße L x T x H (mm)	222 x 300 x 330	360 x 380 x 420	510 x 425 x 530	610 x 550 x 760	1000 x 520 x 800	1000 x 620 x 1200
Außenmaße L x T x H (mm)	435 x 520 x 495	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965	1235 x 765 x 1025	1235 x 865 x 1530
Temperatur	RT. + 5 °C bis + 300 °C		RT. + 15 °C - 300 °C		RT. + 5 °C bis + 300 °C	
Anzahl standardmäßig gelieferten Gitter	2	2	2	2	2	2
Anzahl Raster max	4	5	6	9	10	15
Anzahl Türen	1	1	1	1	2	2
Gewicht (kg)	22	39	57	97	125	174
Leistung (W) 230V 50 Hz	800	1050	1250	2250	-	-
Leistung (W) 400V 50 Hz	-	-	-	-	3400	5000
Art. Nr.	**9010-0190**	**492004**	**492005**	**492006**	**9010-0075**	**492348**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Zubehör und Optionen für Modelle mit natürlicher Konvektion

Verchromtes Regal	**494143**	**494151**	**494153**	**494154**	**494148**	**494157**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Perforiertes Tablett	**6004-0052**	**492019**	**492033**	**492040**	**6004-0032**	**494171**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Zugangsport 30 mm links	**8012-0537**	**492056**	**492056**	**492056**	**8012-0537**	**8012-0537**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Zugangsport 30 mm rechts	**8012-0536**	**492057**	**492057**	**492057**	**8012-0536**	**8012-0536**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Anti-Rutsch-Pads (4er-Set)	-	**8012-0001**	**8012-0001**	**8012-0001**	-	-
CHF	-	AA -	AA -	AA -	-	-
Abschließbar	**492274**	**492286**	**492286**	**492286**	**492276**	**492276**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Thermostat 3.1	**8012-0032**	**492030**	**492030**	**492030**	**8012-0032**	**8012-0032**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -