BINDER-Trockenschränke (Fortsetzung)

Modelle mit erzwungener Konvektion

Modell	FD23	AdvangardeLine FD56	AdvantageLine FD115	AdvantageLine FD260
Volumen	20	60	116	259
Innenmaße L x T x H (mm)	222 x 300 x 330	400 x 345 x 440	550 x 385 x 550	650 x 515 x 780
Außenmaße L x T x H (mm)	435 x 520 x 495	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965
Temperatur	RT. + 5 °C bis + 300 °C	RT. ±10 °C bis 300 °C		
Anzahl standardmäßig gelieferten Raster	2	2	2	2
Anzahl Raster max	4	5	6	9
Anzahl Türen	1	1	1	1
Gewicht (kg)	27	40	50	97
Leistung (W) 230V 50 Hz	800	1100	1300	2300
Art. Nr.	**9010-0194**	**492007**	**492008**	**492009**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör und Optionen für Modelle mit erzwungener Konvektion

Verchromtes Regal	**494143**	**494150**	**494152**	**492040**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Perforiertes Tablett	**6004-0052**	**492055**	**492032**	**492039**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Zugangsport 30 mm links	**492280**	**492054**	**492054**	**492054**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Zugangsport 30 mm rechts	**492278**	**492053**	**492053**	**492053**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Anti-Rutsch-Pads (4er-Set)	**-**	**8012-0001**	**8012-0001**	**8012-0001**
CHF	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Abschließbar	**492275**	**492287**	**492287**	**492287**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Thermostat 3.1	**492272**	**492282**	**492282**	**492282**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Modelle mit einstellbarer erzwungener Konvektion

Modell	AvantgardeLine FED56	AvantgardeLine FED115	AvantgardeLine FED260	FED400	AvantgardeLine FED720
Volumen	60	116	259	400	720
Innenmaße L x T x H (mm)	400 x 345 x 440	550 x 385 x 550	650 x 515 x 780	1000 x 510 x 800	1000 x 610 x 1200
Außenmaße L x T x H (mm)	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965	1235 x 765 x 1025	1235 x 865 x 1530
Temperatur	RT. ±10 °C bis 300 °C			RT. + 5 °C bis + 300 °C	
Anzahl standardmäßig gelieferten Raster	2	2	2	2	2
Anzahl Raster max	5	6	9	10	15
Anzahl Türen	1	1	1	2	2
Gewicht (kg)	40	50	97	145	195
Leistung (W) 230V 50 Hz	1100	1300	2300	-	-
Leistung (W) 400V 50 Hz	-	-	-	3400	5000
Art. Nr.	**492010**	**492011**	**492012**	**9010-0216**	**492349**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör und Optionen für Modelle mit einstellbarer Zwangskonvektion

Verchromtes Regal	**494150**	**494152**	**492040**	**494148**	**494157**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Perforiertes Tablett	**492055**	**492032**	**492039**	**6004-0032**	**494171**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Zugangsport 30 mm links	**492285**	**492285**	**492285**	**492281**	**492281**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Zugangsport 30 mm rechts	**492284**	**492284**	**492284**	**492279**	**492279**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Anti-Rutsch-Pads (4er-Set)	**8012-0001**	**8012-0001**	**8012-0001**	**-**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**	**-**
Abschließbar	**492288**	**492288**	**492288**	**492277**	**492277**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Thermostat 3.1	**492283**	**492283**	**492283**	**492273**	**492273**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com