Binder Inkubatoren


BF 720 Inkubator

- Gleichmäßige Temperatur dank der Vorwärmkammer APT.Line™
- Steuergerät mit integriertem Timer von 0 bis 99 Stunden für die Modelle 23/400 und 720 Liter
- Steuergerät mit integriertem Timer von 0 bis 9 Tagen für AvantgardeLine 56.115.260 und 720 Liter Modelle
- Digitale Temperatureinstellung bis auf 0,1°C genau
- Einstellbare Temperatur-Sicherungseinrichtung Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
- Mit einer inneren Glastür ausgestattet
- Innentank aus Edelstahl
- Stapelbar bis zu 115 Liter
- 2 Modelle verfügbar: natürliche oder erzwungene Konvektion
- USB-Anschluss für Avantgarde.line-Modelle
- Einstellbare Belüftung beim Modell BF
- Wird mit 2 verchromten Regale geliefert



Modelle BD	BD23	AvantgardeLine BD56	AvantgardeLine BD115	AvantgardeLine BD260	BD400	AvantgardeLine BD720
Volumen (l)	20	57	112	253	400	720
Innenmaße (mm)	222 x 330 x 277	360 x 420 x 380	510 x 530 x 420	610 x 760 x 545	1000 x 800 x 500	1000 x 1200 x 600
Außenmaße (mm)	435 x 495 x 520	560 x 625 x 565	710 x 735 x 605	810 x 965 x 760	1235 x 1025 x 765	1235 x 1530 x 865
Temperatur	RT. + 5 °C bis 100 °C					
Anzahl Roste	2/3	2/4	2/5	2/8	2/10	2/15
Stromversorgung	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V
Nennleistung (kW)	0,2	0,3	0,35	0,85	0,5/0,4	0,5/0,4
Gewicht (kg)	26	85	53		135/145	191/180
Art. Nr.	**9010-0187**	**9010-0323**	**9010-0325**	**492000**	**9010-0073**	**492347**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Zubehör und Optionen für BD-Modelle

Verchromtes Regal	**494143**	**494151**	**494153**	**494154**	**494148**	**494157**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Perforiertes Tablett	**6004-0052**	**492019**	**492033**	**492040**	**6004-0032**	**494171**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Zugangsport 30 mm am Boden	**8012-0397**	**8012-0397**	**8012-0397**	**8012-0397**	**8012-0397**	**8012-0397**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Zugangsport 30 mm links	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Zugangsport 30 mm rechts	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Modelle BF	AvantgardeLine BF56	AvantgardeLine BF115	AvantgardeLine BF260	BF400	AvantgardeLine BF720
Volumen (l)	59	114	257	400	720
Innenmaße (mm)	400 x 340 x 440	550 x 550 x 380	650 x 780 x 510	1000 x 800 x 500	1000 x 565 x 1300
Außenmaße (mm)	560 x 565 x 625	710 x 735 x 605	810 x 965 x 760	1235 x 1025 x 765	1165 x 870 x 1590
Temperatur	RT. + 5 °C bis 100 °C			RT. + 5 °C bis 100 °C	RT. +10 °C bis 100 °C
Anzahl Roste	2/4	2/5	2/8	2/10	2/16
Stromversorgung	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V
Nennleistung (kW)	0,4	0,4	0,9	0,5/0,4	1,85
Gewicht (kg)	38	54	85	135/145	165
Art. Nr.	**492001**	**492002**	**492003**	**9010-0241**	**492350**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Zubehör und Optionen für BF-Modelle

Verchromtes Regal	**494150**	**494152**	**492040**	**494148**	**494157**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Perforiertes Tablett	**492055**	**492032**	**492039**	**6004-0032**	**494171**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Zugangsport 30 mm links	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**492271**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Zugangsport 30 mm rechts	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**492270**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Zugangsöffnung 30 mm darüber	**8012-0045**	**8012-0045**	**8012-0045**	-	-
CHF	AA -	AA -	AA -	-	-

Gemeinsame Optionen BD und BF

Anti-Rutsch-Pads (4er-Set)	**8012-0001**	**8012-0001**	**8012-0001**	-	-	-
CHF	AA -	AA -	AA -	-	-	-
Abschließbar	**8012-0318**	**492031**	**492031**	**492031**	**8012-0319**	**8012-0319**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Thermostat 3.1	**8012-0032**	**492030**	**492030**	**492030**	**8012-0032**	**8012-0032**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -