## Klimakammer mit konstantem Klima KBF-S ECO

Peltier-Klimakammern mit konstanten Bedingungen.
Ideal für Langzeit- oder beschleunigte Stabilitätsprüfungen gemäß der ICH Q1A-Richtlinie.

NEU


KBF-S ECO 240

- **3 Volumina : 240, 720 und 1020 Liter**
- **Kühlmittelfreie Klimahauben: energieeffizient und umweltfreundlich**
- **Peltier-Kühlmodule: kostengünstige, leistungsstarke und sehr stabile Kühlung zur Aufrechterhaltung der Temperatur**
- **Verbesserter Temperaturbereich und Temperaturabfall dank der Leistung der Peltier-Module: zwischen 0 und + 70 °C (max. - 24 °C unter der RT.)**
- **Relative Luftfeuchtigkeit von 10 bis 80 % RH**
- **Unabhängige Wasserversorgung durch Kanister**
- **LCD-Bildschirm, Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Alarmen : - Überhitzungsschutz Klasse 3.1**
- **Selbsttest-Funktion zur automatischen Überprüfung, ob das Gerät richtig funktioniert**
- **Datenverfolgung: interner Datenlogger,die Daten werden per USB-Stick abgerufen**
- **Innenkammer aus Edelstahl**
- **Geliefert mit 2 Edelstahl-Gitterrosten mit Halterungen**
- **Zugangsöffnung mit Silikonstopfen Ø 30 mm, links für alle Modelle**
- **Wird mit einem Kanister für die Wasserversorgung geliefert**

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **492800** | Klimakammer KBF-S ECO 240 - 230 V | **AA -** |
| **492799** | Klimakammer KBF-S ECO 720 - 230 V | **AA -** |
| **492798** | Klimakammer KBF-S ECO 1020 - 230 V | **AA -** |


KBF-S ECO 240

### Regale

| Modell | 240 | | 720 | | 1020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Art. Nr.** | CHF | **Art. Nr.** | CHF | **Art. Nr.** | CHF |
| Gitterrost (Edelstahl) | - | - | **494162** | **AA -** | **492243** | **AA -** |
| Verstärkter Gitterrost | **492163** | **AA -** | **492175** | **AA -** | **492244** | **AA -** |
| Rost-Lochplatte | **492059** | **AA -** | **492093** | **AA -** | **492822** | **AA -** |

### Optionen

| Modell | 240 | | 720 | | 1020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Art. Nr.** | CHF | **Art. Nr.** | CHF | **Art. Nr.** | CHF |
| Zugangsport 30 mm rechts | **492808** | **AA -** | **492808** | **AA -** | - | - |
| Zugangsport 30 mm links | **492809** | **AA -** | - | - | - | - |
| Zugangsport 50 mm rechts | **492815** | **AA -** | - | - | - | - |
| Zugangsport 50 mm links | **492811** | **AA -** | - | - | - | - |
| Türschloss | **492812** | **AA -** | **492814** | **AA -** | **492814** | **AA -** |
| LED-Leisten Basis-Set 300 | **492388** | **AA -** | **492388** | **AA -** | **492388** | **AA -** |
| LED-Leisten Basis-Set 900 | - | - | **492825** | **AA -** | **492825** | **AA -** |
| Set Ergänzungsleisten 300 Länge 30 cm | **492826** | **AA -** | **492826** | **AA -** | **492826** | **AA -** |
| Set Ergänzungsleisten 500 Länge 50 cm | **492827** | **AA -** | **492827** | **AA -** | **492827** | **AA -** |
| Set Ergänzungsleisten 900 Länge 90 cm | - | - | **492828** | **AA -** | **492828** | **AA -** |


KBF-S ECO 720

### Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **492818** | Halterung für Kanister | **AA -** |
| **492258** | Aquapure-Wasseraufbereitungssystem für den direkten Anschluss an den Wasserhahn | **AA -** |
| **492453** | Ersatzkartusche für Wasseraufbereitungssysteme | **AA -** |

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com