Mini-Inkubatoren

- **Persönlicher Inkubator mit einem Fassungsvermögen von 9,2 Litern**
- **Glastür, 3 mögliche Regalhöhen**
- **Temperaturbereich : RT. + 5 °C bis 60 °C**
- **Geliefert mit 1 Regal**
- **Diode, die anzeigt, dass sich das Gerät in der Aufwärmphase befindet**
- **Thermometer -20 °C bis +110 °C optional (ungiftig, Teflon-beschichtet, Auflösung 1 °C, Länge 305 mm, Eintauchtiefe 76 mm)**



Außenmaße (L x T x H)	28,5 x 28 x 33,5 cm
Innenmaße (L x T x H)	23 x 20 x 20 cm
Gewicht	8,3 kg
Stabilität/Uniformität bei 37 °C	+/- 0,6 °C / 0,65 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096527	Mini-Inkubator	AA -
096528	Zusätzliches Regal, 22 x 18 cm	AA -
096529	Thermometer -20 °C bis +110 °C	AA -

Thermocult Mini-Inkubator



Kompakter Inkubator für die Bakteriologie.

- **Feste Temperatur von 35 +/-2 °C**
- **Mit Glastür für bessere Sicht**

Innenmaße L x B x H (mm)	210 x 145 x 110
Außenmaße L x B x H (mm)	300 x 170 x 150
Gewicht (kg)	1,3
Stromversorgung / Leistung	220 V, 30W
Art. Nr.	**030124**
CHF	AA -


- **Für 20 Kulturflaschen oder 8 Petrischalen**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
030125	Regal	AA -

Basis-Mini-Inkubator CCC

- **Mini-Modell für eine Mikroplatte**
- **Heizelement auf der Rückseite, um das "Kochen" der Proben zu verhindern**
- **Anzeige der Temperatur mithilfe einer Indikatorlasche**
- **Transparente Tür**



Volumen Kammer (cm^3)	2857,14
Kammermaße L x B x H (mm)	184 x 133 x 171
Temperatur	+ 5 °C bis 42 °C
Maße (L x B x H) (mm)	197 x 184 x 159
Versandgewicht (kg)	3,6
Stromversorgung	230 VAC, 50/60 Hz
Art. Nr.	**215099**
CHF	AA -

Schrank zum trocknen für Glaswaren

- **Temperaturbereich: bis 60 °C**
- **Messung mit Pt100-Sonde**
- **Regler : Startzeitvorwahl, Stopp-Timer mit Buzzer, Wiederholungsschleife**
- **2 Modelle: 320 und 800 Liter**
- **800-Liter-Modell auf Rollen**







Modell	320 l	800 l
Innenbreite (mm)	900	900
Innentiefe (mm)	600	600
Innenhöhe (mm)	600	1480
Außenbreite (mm)	946	946
Außentiefe (mm)	713	741
Außenhöhe (mm)	878	1836
Leergewicht (kg)	92	115
Anzahl Türen	2	2
Heizleistung (W)	2000	2000
Stromversorgung (V)	230	230
Anzahl Tabletts (Lieferung/max.)	2/6	3/12
Max. Last pro Fach (kg)	30	30
Max. Belastung im Schrank (kg)	60	120
Art. Nr.	**775500**	**775501**
CHF	AA -	AA -

Erhöhungsmöbel für 320-Liter-Modell

- **Auf Lenkrolle mit Bremse**
- **Erhöht den Schrank**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
775873	Erhöhungsmöbel	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com