memmert CO_2 Inkubator ICO MEMMERT





- Bildschirm mit großer Anzeige
- Temperatur: RT. - 5 °C bis + 50 °C
- IR-Sonde
- CO_2 : 0 bis 20 %
- O_2 : 1 bis 20 % (optional)
- 4 Modelle von 56 bis 241 l
- 1 Wasserschale aus Edelstahl pro Inkubator inbegriffen
- Visuelle und akustische Alarme
- Sterilisation bei 180 °C ohne die Notwendigkeit, die Sonden zu entfernen
- Kalibrierungszertifikat 37 °C und 5 % CO_2
- Wird mit einem Druckminderer-Anschlussset geliefert. Druckminderer nicht enthalten

Modell	50	105	150	240
Volumen (l)	56	107	156	241
Außenmaße L x T x H (mm)	559 x 521 x 791	719 x 591 x 846	719 x 591 x 1066	759 x 691 x 1176
Innenmaße. L x T x H (mm)	400 x 330 x 420	560 x 400 x 480	560 x 400 x 700	600 x 500 x 810
Temperatur	RT. - 5 °C bis + 50 °C			
Anzahl der standardmäßig mitgelieferten perforierten Tabletts	1	2	2	2
Leistung (W) 230/115 V, 50/60 Hz	1000	1500	2000	2000
Gewicht (kg)	55	75	92	110
Max. Belastung (kg)	75	90	120	140
Art. Nr.	**911950**	**911951**	**911952**	**911953**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -
Zubehör				
Zusätzliches perforiertes Edelstahltablett	**911954**	**911955**	**911955**	**911957**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -
Druckminderer für CO_2	**911752**	**911752**	**911752**	**911752**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -
Druckminderer für N2	**911773**	**911773**	**911773**	**911773**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -
Optionen				
40 mm Ø Eingangsport	**911992**	**911992**	**911992**	**911992**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -
Unterteilte Innentür mit Glastüren	-	**911958**	-	-
CHF	-	AA -	-	-
O_2-Kontrolle (1 % bis 20 %) mit Feuchtigkeitskontrolle	**912219**	**912219**	**912219**	**912219**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -

thermoscientific CO_2 Inkubator compact Midi 40



Außenmaße / Innen (cm)	59,7 x 47 x 46,5 / 35,5 x 35,5 x 30,5
Innenvolumen	39,6 l
Maße der Regale (cm)	34,3 x 29,2
Temperaturbereich	RT.+ 5 °C bis 60 °C
Regelgenauigkeit	± 0,1 °C
Gleichmäßigkeit	± 0,4 °C bei 37 °C
Bereich CO_2	0 - 20 %
Regelgenauigkeit	± 0,1 %
Sensor / Gleichmäßigkeit	Langlebiger Wärmeleitfähigkeitssensor / 0,10 %
Luftfeuchtigkeit rF	Bis zu 95 % bei 37 °C
Nettogewicht	27 kg
Garantie	1 Jahr
Art. Nr.	**079500**
CHF	**AA -**

Ideale Maße für Single-User-Anwendungen.

- Für Zellkulturspezialisten, die einen kompakten Kulturraum benötigen
- Kapazität: 40 l
- Mit fortschrittlichem IntrLogic™ II-Mikroprozessor: Helles digitales Display und intuitives Touchpad vereinfachen die Dateneingabe
- Kulturkammer aus rostfreiem Stahl
- Mit vier herausnehmbaren Regalen
- Strahlungsheizung an den Wänden: sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und natürliche Konvektion, um die Proben zu schützen
- Präzise und zuverlässige Kontrolle des CO_2 Gehalts
- Abnehmbarer zellulärer Wassertank
- Innentür aus gehärtetem Glas
- Einfache Datenkommunikation: RS-485-Ausgang
- Akustische und visuelle Alarme
- Verstärkte Kammer, um das Stapeln zu ermöglichen
- Nicht poröse Silikondichtung

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
079501	Zusätzliches Edelstahlregal für Midi 40	**AA -**
079502	Ersatzfilter für Midi 40	**AA -**