CO2-Inkubator Heracell VIOS 160i und 250i

- **CO2-Inkubatoren, 2 verschiedene Kapazitäten : 160 und 250 Liter**
- **THRIVE active airflow technology: schnellere Wiederherstellung, weniger als 10 Minuten nach einer 30-sekündigen Öffnung, und Gleichmäßigkeit für konsistente Ergebnisse**
- **IR180Si-Sensor : Langlebiger und stabiler. Interne Kalibrierung, die Abweichungen aufgrund von Änderungen der Umgebungsbedingungen eliminiert. Sehr reaktionsschnell mit einer Wiederherstellung in weniger als 5 Minuten nach Türöffnungen**
- **TC180-Sensor : Verbesserte Stabilität mit interner Feuchtigkeitskompensation, die die Abweichungen zwischen CO2-Kalibrierungen minimiert. Kostengünstig, lange Lebensdauer. Temperaturbeständig und kann während des Hochtemperatur-Sterilisationszyklus in der Kammer bleiben**
- **Dekontamination des Inkubators bei 180 °C**
- **Kontrolle von Kontaminationen durch interne Filterung über einen HEPA-Filter**
- **iCAN-Schnittstelle: bietet Datentransparenz zur Überwachung aller Interaktionen im Inkubator, einfacher Zugriff**

Modell	160i	250i
Kapazität (l)	165	255
L x H x T auß. (mm)	637 x 900 x 880	774 x 968 x 934
L x H x T in. (mm)	470 x 607 x 576	607 x 670 x 629
Gewicht (kg)	83	97,5
Display	iCAN-Touchscreen	iCAN-Touchscreen
Regale (Standard/Max)	3/10	3/12
Temperatur Bereich	RT. +3 °C bis 55 °C ±0,1 °C	
Einheitlichkeit	< ±0,3 °C	
CO_2Bereich	1-20 % ±0,1 %	
O_2Bereich (optional)	1-21 % oder 5-90 % ±0,1 %	

Modell	160i	CHF	250i	CHF
Kupfer-Innenraum und CO_2 Sonde TC	262321	AA -	262325	AA -
Edelstahl-Innenraum und CO_2 TC Sonde	262322	AA -	262326	AA -
Kupfer-Innenraum und CO_2 Sonde IR	262323	AA -	262327	AA -
Edelstahl-Innenraum und CO_2 IR Sonde	262324	AA -	262328	AA -
Pack 2x Edelstahl-Inkubator und TC CO_2 Sonde + Rollständer und Stapel-Adapter	262331	AA -	-	-
Pack 2x Kupfer Inkubator und CO_2 Sonde TC + Rollständer und Stapel-Adapter	262332	AA -	-	-
Pack 2x Edelstahl- und CO_2 Inkubator IR180si + Rollständer und Stapel-Adapter	262333	AA -	-	-
Pack 2x Kupfer Inkubator und CO_2 Sonde IR180si + Rollständer und Stapel-Adapter	262334	AA -	-	-



Modell	160i	CHF	250i	CHF
Kammer Konfiguration				
Innentür unterteilt in 3 gasdichte Türchen*	262244	AA -	-	-
Innentür unterteilt in 6 gasdichte Türchen*	-	-	262251	AA -
Zweigeteiltes Regal aus Edelstahl	-	-	262252	AA -
Zweigeteiltes Regal aus Kupfer	-	-	262253	AA -
3 verstärkte Regale, Kupfer	-	-	079712	AA -
3 verstärkte Regale, Edelstahl	-	-	228794	AA -
O2-Kontrolle*				
O2-Kontrolle 1-21 %	262241			AA -
O2-Kontrolle 5-90 %	262242			AA -
O2 Kontrolle 1-21 % mit unterteilter Innentür	262245	AA -	262254	AA -
O2 Kontrolle 5-90 % mit unterteilter Innentür	229195	AA -	262255	AA -
Halter				
Sockel Höhe 172 mm mit Rollen	262214	AA -	-	-
Sockel Höhe 200 mm ohne Rollen	262236	AA -	262257	AA -
Stapel-Kit für 2 Inkubatoren	262680	AA -	299195	AA -
Zubehör - Optionen				
Ersatz-HEPA-Filter	262234			AA -
CO_2 Vorfilter für CO_2 Inkubator VIOS	299206			AA -
Schlüsselverriegelungsset	262830			AA -

*: Werkseitig installiert

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com