CO_2 -Inkubatoren CB-S SOLID LINE mit Heißluftsterilisation

Die CO2-Inkubatoren der CB-S-Serie eignen sich für Routineanwendungen in der Zellkultur :
Sie stellen dank der Heißluftsterilisation bei 180 °C kein Kontaminationsrisiko dar und gewährleisten einen stabilen pH-Wert.
und zuverlässig dank des Infrarot-CO2-Messsystems ohne Abweichung.





- **2 Volumina erhältlich: 170 l und 260 l.**
- **Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +6 °C bis +50 °C.**
- **Luftfeuchtigkeitsbereich: 90 bis 95 % r.F.**
- **Selbststerilisation mit Heißluft bei 180 °C.**
- **Gestanzte Innenkammer: leichtere Reinigung**
- **CO2-Sensor mit Infrarottechnologie ausgestattet**
- **LCD-Bildschirm mit Temperatur- und CO2-Anzeige**
- **Dichte Innentür aus Sicherheitsglas**
- **Inkubator wird mit 2 perforierten Tabletts geliefert.**
- **Modelle stapelbar mit allen Modellen C und CB gleicher Größe**

Modell	CB-S 170	CB-S 260
Volumen (l)	170	260
Innenmaße B x T x H (mm)	680 x 715 x 870	620 x 775 x 750
Außenmaße B x T x H (mm)	560 x 505 x 600	740 x 785 x 1020
Temperatur	RT. + 6 °C bis 50 °C	
Feuchtigkeitsbereich [% r.F.]	90...95	
CO2-Messung	IR-Sonde	
CO2-Anteil in Prozent [Vol.-% CO2].	0...20	
Regale Anzahl (std./max.)	2/6	2/8
Nettogewicht Gerät (kg)	90	122
Stromversorgung	200...230 V 1~ 50/60 Hz	
Art. Nr.	**492848**	**492849**
CHF	**AA -**	**AA -**

Optionen (Werkseinstellung)

Türanschlag links	**493778**	**493778**
CHF	**AA -**	**AA -**
Option Zugangsöffnung mit Verschluss :		
- hinten	**493775**	**493775**
CHF	**AA -**	**AA -**
- rechts	**493777**	**493777**
CHF	**AA -**	**AA -**
- links	**493776**	**493776**
CHF	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Zusätzliches perforiertes Tablett	**494170**	**492692**
CHF	**AA -**	**AA -**
CO_2 Druckminderer	**8012-0014**	**8012-0014**
CHF	**AA -**	**AA -**
Externer Gastauscher für 2 Gasflaschen	**492086**	**492086**
CHF	**AA -**	**AA -**
Basis mit Rollen	**9051-0028**	**492697**
CHF	**AA -**	**AA -**