CO_2 -Inkubatoren Serie CB

BINDER

- Temperatur: RT. + 7 °C bis 60 °C
- Feuchtigkeit: 90 bis 95 %
- CO2 : 0 bis 20 %
- IR-Sonde neue Generation
- Selbststerilisation bei 180 °C
- Gepresste Wanne, leichtere Reinigung
- Feuchtigkeitsschale mit Permadry™-System
- Innere Glastür
- Stapelbare Geräte
- Abschließbarer Türgriff
- Mantel mit ultraisolierendem Design
- Intuitiver Controller mit Touchscreen
- DuoDoor™-System: Außentür und Glastür mit einem Griff zum Öffnen versehen
- Fail-Safe-System: Bei einem Defekt des IR-Sensors hält die Funktion die CO2-Konzentration in einem Bereich, in dem die Zellkulturen überleben können



Modell	CB56	CB170	CB260
Volumen (l)	53	170	267
Innenmaße B x T x H (mm)	400 x 330 x 400	560 x 505 x 600	620 x 575 x 750
Außenmaße B x T x H (mm)	528 x 617 x 674	680 x 715 x 870	740 x 785 x 1020
Temperatur		RT. + 7 °C bis 60 °C	
Anzahl der standardmäßig mitgelieferten perforierten Tabletts	2	3	3
Leistung (W) 200/240 V, 50/60 Hz	800	1300	1500
Max. Belastung (kg)	30	30	40
Gewicht (kg)	53	107	125
Art. Nr.	**492856**	**492851**	**492853**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. mit O2-Regulierung 0,AA - 20%	**492855**	**492854**	**492852**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Optionen

30 mm Ø Eingangsöffnung hinten		**493782**	
CHF		**AA -**	
30 mm Einstiegsöffnung Ø links		**493783**	
CHF		**AA -**	
30 mm Einstiegsöffnung Ø rechts		**493784**	
CHF		**AA -**	
Unterteilte Innentür	**493786**	**493787**	**493788**
mit Glastüren	**AA -**	**AA -**	**AA -**
CHF			

Zubehör

CO_2 Druckminderer	**8012-0014**	**8012-0014**	**8012-0014**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Zusätzliches perforiertes Edelstahltablett	**492062**	**492170**	**492692**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Basis mit Rollen	**492740**	**9051-0028**	**492697**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Stapel-Kit (für 2 identische Inkubatoren)	**492739**	**9051-0035**	**492696**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Externer Gastauscher für 2 Gasflaschen	**492086**	**492086**	**492086**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Andere Modelle verfügbar, mit O_2-Kontrolle, mit aktiver Befeuchtung und unterteilte Innentür

KONTAKTIEREN SIE UNS

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com