CO_2-Inkubator CellXpert C170

eppendorf

NEU



- **Kapazität: 170 l**
- **Vibrationsfrei: Kammerdesign ohne Ventilator**
- **HDT-Desinfektionsgerät**
- **Einfache Reinigung und Desinfektion: Kammer ohne Dichtung zur einfachen Demontage**
- **IR-CO_2-Sonde**
- **Griff auf der rechten Seite (auf der linken Seite erhältlich, kontaktieren Sie uns)**
- **Ausgestattet mit 2 Zugangsöffnungen**
- **Geliefert mit 3 Einlegeböden**

Modell	C170	C170i
Display	LED	VisioNize-Touchscreen
Hochtemperatur-Desinfektion	140°C Standard	180°C Standard
Maße Außen l x p x h (mm)	718 x 715 x 900	
Innenmaße L x T x H (mm)	539 x 445 x 692	
Gewicht ohne Zubehör (kg)	107 kg	
Innentüren aus Isolierglas	Ja	
Temperatur Bereich	Temp. RT. von +4 °C bis 50 °C	
Gleichmäßige Temperatur	± 0,3 °C	
CO2-Bereich	2 bis 20 %	
CO2 Gleichmäßigkeit	± 0,1 %	
O2-Bereich*	-	1 bis 20 %
Gleichmäßigkeit von O2	-	± 0,25 %
Anzahl Regale (Standard/Max)	3/8	4/8
Innentür Standard	**6734000011**	**6731000011**
CHF	**9714 -**	**11340 -**
Innentür mit 4 Flügeln	**-**	**6731001041**
CHF	**-**	**15860 -**

* nur bei Modell mit geteilter Innentür

Zubehör

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
6731070093	Basis mit Rollen für CellXpert C170	**1160 -**

Mini-Inkubator mit CO_2 tragbar

- **Körper aus ABS**
- **Wasserbehälter aus Edelstahl**
- **Digitale Einstellung der Temperatur und des CO_2-Gehalts**
- **Zwangsbelüftung**
- **Heizen und Kühlen mit dem Peltier-Effekt**
- **Wird mit 2 Edelstahlregalen geliefert (maximal 3)**
- **Messung des CO_2-Gehalts mit IR-Sonde**
- **Inklusive Zigarettenanzünder-Adapter**

Außenmaße L x T x H (mm)	292 x 333 x 433
Innenmaße L x T x H (mm)	224 x 200 x 340
Innenvolumen (l)	15,2
Temperaturbereich bei T °C RT. 25 °C	15 bis 45 °C
Stabilität bei 37 °C	± 0,25 °C
Bereich CO_2-Gehalt	0 bis 20 %
Genauigkeit CO_2-Gehalt bei 5% CO_2	± 0,1 %
Luftfeuchtigkeit HR %	80 %
Gewicht (kg)	6,8
Stromversorgung	110 - 220 V ; 50 - 60 Hz
Art. Nr. Inkubator	**995037**
CHF	**6235,20 -**
Art. Nr. Inkubator mit Zugangsport Durchm. 12mm	**995037PA**
CHF	**5606,90 -**



Zubehör

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
995039	Zusätzliches Regal	**74,55 -**