CO_2 INKUBATOR

ESCO CO_2 Inlubator

- **Volumen 50 l, platzsparend**
- **IR-CO_2-Sonde**
- **Dekontaminationszyklus**
- **Luftjackett und Direktheizung für schnellen Sollwertabruf**
- **Antibakteriell behandelte Außenfläche**
- **Permanente Filterung der Umgebungsluft in der Kammer**
- **Alarm Temperatur- und CO_2 Sollwert**
- **Zugangsport und Trockenkontakt für Alarmübertragung als Standard**
- **Geliefert mit 3 Einlegeböden**

Modell	CCL-050B
Kapazität (l)	50
Außenmaße B x T x H (mm)	500 x 500 x 655
Innenmaße B x T x H (mm)	345 x 375 x 390
Temperatur	RT. + 3 °C bis 60 °C
CO_2-Einstellung %	0 - 20
Luftfeuchtigkeit % RH	0,97
Gelieferte/max. Regale	3/4
Art. Nr.	**486131**
CHF	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
486132	Zusätzliches Regal	**AA -**
486133	Stapel-Kit (für identisches Modell)	**AA -**

Mini CO_2 Inkubator

- **Heizen und Kühlen der Kammer**
- **Digitale CO2 und Temperaturregelung**
- **2 verstellbare Regale aus Edelstahl**
- **Wassertank im Lieferumfang enthalten**
- **Zweistrahliger Infrarotsensor**
- **CO_2 Regler (optional)**

Temperaturbereich (°C)	RT. + 10 bis + 55
Temperaturgenauigkeit bei 37°C	0,25 °C
Temperaturgleichmäßigkeit (°C)	0,5
Temperaturschritt (°C)	0,1
CO2-Bereich	0 bis 20 %
CO_2 Genauigkeit 5 %	0,1 %
CO_2 Sonde	Zweistrahliges Infrarot
Hygrometrie	70 bis 80 %
Außenmaße (L x B x H) (mm)	335 x 370 x 475
Innenmaße (L x B x H) (mm)	260 x 235 x 325
Kapazität (l)	20
Gewicht (kg)	6,5
Stromversorgung	110 - 240 v, 50/60 Hz
Garantie	2 Jahre
Art. Nr.	**062662**
CHF	**AA -**



062662



062663

Option

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
062663	CO_2 Regulator	**AA -**

Halterung für Inkubator

- **Labortisch aus Laminat**
- **Maximale Belastung : 120 kg**
- **Maße B x T x H: 750 x 750 x 400 mm**

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
374435	Halterung für Inkubator	**AA -**



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com