CO_2 Inkubator mit integriertem Schüttler



Ideal für die Kultivierung von nicht adhärenten Zellen.

Schüttler

- **Plattform inklusive Haftmatte**
- **Optional: Magic-Clamp-Plattform und Magnetklemmen**

Inkubator

- **IR-Sonde für CO_2**
- **Genauigkeit und Gleichförmigkeit der Temperatur bei 37 °C ± 0,5 °C**
- **Temperaturstabilität bei 37°C: 0,1 °C**
- **Beheizte Außentür und verglaste Innentür**
- **Innenwanne aus Edelstahl**
- **Wird mit einem perforierten Tablett geliefert**

Volumen (l)	46
Temperatur	RT. +5 °C bis 60 °C, Schritt 0,1 °C
CO_2	0 bis 20 %, Schritt 0,1 %
Timer	1 Min. bis 48 Std. oder kontinuierlich
Rührgeschwindigkeit (rpm)	30 bis 300
Orbit (mm)	19
Plattform-Maße Schüttler (mm)	235 x 290
Innenmaße des Behälters (mm)	335 x 260 x 392
Außenmaße (mm)	420 x 465 x 553
Gewicht (kg)	40,1
Stromversorgung	230V, 50 - 60 Hz
Art. Nr.	**062689**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
062647	Verstellbare Klemme für Erlenmeyer von 125, 150, 500 ml	**AA -**
060962	Magnetklemme für 50 ml Erlenmeyer (max. 20)	**AA -**
060961	Magnetklemme für 125 ml Erlenmeyer (max. 12)	**AA -**
060960	Magnetklemme für 250 ml Erlenmeyer (max. 8)	**AA -**
060959	Magnetklemme für 500 ml Erlenmeyer (max. 5)	**AA -**
060958	Magnetklemme für 1 l Erlenmeyer (max. 4)	**AA -**
060987	Klemme für Mikroplatten (max. 4)	**AA -**
060979	Klemmenrack für 32 15-ml-Röhrchen (max. 2)	**AA -**
060980	Klemmenrack für 15 50-ml-Röhrchen (max. 2)	**AA -**
060963	Klemmenrack für 30 15-ml-Röhrchen und 20 50-ml-Röhrchen (max. 1)	**AA -**
060978	Magnetklemme für 4 Flaschen 500/600 ml (max. 1)	**AA -**
062690	Neigbares Rack für 15- und 50-ml-Röhrchen	**AA -**

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060957	Magic-Clamp-Plattform Auszustatten 235 x 290 (mm)	**AA -**
060971	Dedizierte Plattform für 4 Mikroplatten	**AA -**
060972	Universalplattform mit Federn	**AA -**

Mini Orbitalschüttler für CO_2 Inkubator



Speziell für Atmosphären mit bis zu 20 % CO_2 und 95 % Luftfeuchtigkeit entwickelt.

- **Modell mit externem Controller und digitaler Anzeige**
- **Wird mit rutschfester Plattform für Kulturboxen oder -flaschen geliefert**
- **Weiteres mögliches Zubehör: Andruckrolle für Erlenmeyerkolben**

Bewegung-Typ	orbital
Rührgeschwindigkeit (rpm)	5-220 in Schritten von 5 rpm
Amplitude	20 mm
Timer	1 bis 100 Stunden oder kontinuierlich
Maximales unterstütztes Gewicht (kg)	2
Maße L x T x H (mm)	230 x 340 x 145
Art. Nr.	**497000**
CHF	**AA -**

Anzahl Rollen	Vol. Erlenmeyer	Anzahl Erlenmeyer
5	10 ml	20
5	25 ml	16
5	50 ml	12
4	100 ml	9
4	250 ml	6
3	500 ml	2
3	1000 ml	2
2	2000 ml	1
2	3000 ml	1

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497003	Andruckrolle für Erlenmeyer	**AA -**

TIPP

Auf www.milian.com finden Sie den kompakten Bioreaktor CelCradle für die Kultivierung von adhärenten Zellen in hoher Dichte (Artikelnummer 489156)