Schüttler für CO_2 Inkubator

- Geeignet für CO_2 Inkubatoren
- Plattform mit Kontrollmodul, das außerhalb des Gehäuses platziert wird
- Orbital Bewegung : 30 bis 300 rpm
- Digitale Steuerung und LED-Anzeige
- Geliefert mit Plattform und rutschfester Matte für Petrischalen und Fläschchen
- Plattformen (universell oder dediziert) und Klemmen separat erhältlich





Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
995003	Dedizierte Plattform für 16 Klammern für 100-ml-Erlenmeyerkolben	AA -
995004	Dedizierte Plattform für 9 Klammern für 250-ml-Erlenmeyerkolben	AA -
995005	Dedizierte Plattform für 5 Klammern für 500-ml-Erlenmeyerkolben	AA -
995006	Dedizierte Plattform für 4 Klammern für 100-ml-Erlenmeyerkolben	AA -
995007	Plattform mit Federn	AA -
995008	Dedizierte Plattform für 6 Mikroplatten	AA -
995009	Universelle Plattform	AA -

Klemmen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
995021	Klemme für Erlenmeyer von 100 ml	AA -
995022	Klemme für Erlenmeyer von 250 ml	AA -
995023	Klemme für Erlenmeyer von 500 ml	AA -
995024	Klemme für Erlenmeyer von 1000 ml	AA -

Modell	NB-101SRC	NB-T101SRC
Bewegung-Typ	orbital	
Rührgeschwindigkeit (rpm)	30 - 300	
Orbit-Ø (mm)	25	
Timer	Kontinuierlich oder bis zu 47 h 59 min	
Display und Kontrolle	LED, digitale Steuerung	Touch Panel
Schüttlermaße L x T x H (mm)	305 x 350 x 75	
Plattform-Maße L x T (mm)	300 x 330	
Gewicht (kg)	5	
Erlenmeyer Kapazität	16 x 100 ml / 9 x 250 ml / 5 x 500 ml / 4 x 1000 ml	
Stromversorgung	220 V, 50/60 Hz	
Art. Nr.	**995002**	**995042**
CHF	**AA -**	**AA -**

Orbitalschüttler für CO2-Inkubator OHAUS

- Ideal für den Einsatz in CO2-Inkubator
- Einsatztemperatur : -10 °C bis 60 °C
- Beständig gegen 100% Luftfeuchtigkeit
- Magnetisches Steuermodul zur Befestigung am Inkubator
- LED-Display
- RS232-Schnittstelle
- Schrittweise Erhöhung der Geschwindigkeit : um Spritzer zu vermeiden
- Akustischer Alarm bei Ablauf des Timers
- Schutz vor Überlastung
- Lieferung mit rutschfester Gummimatte
- Viele weitere Zubehörteile erhältlich, bitte kontaktieren Sie uns



Modell	SHEX1619DG
Maximale Kapazität (kg)	16
Orbit (mm)	19
Geschwindigkeit (rpm)	15 bis 500
Timer	1 s bis 160 h
Maße des Schüttlers L x B x H (mm)	295 x 354 x 149
Rack des Gehäuse L x B x H (mm)	150 x 356 x 112
Maße des Tabletts (mm)	279 x 330
Art. Nr.	**192102**
CHF	**4865,95 -**

Dedizierte Plattformen mit Klemme

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
	Dedizierte Plattformen für	
192179	12 Fläschchen à 250 ml	AA -
192180	8 Fläschchen à 500 ml	AA -
192181	4 Fläschchen à 1 l	AA -
	Dedizierte Doppelplattform für	
192183	20 Fläschchen à 250 ml*	AA -
192184	13 Fläschchen à 500 ml*	AA -
192185	9 Fläschchen 1 l*	AA -
192155	Zweistufige Abstandshalter	AA -

* Kompatibel mit 2 Ebenen Abstandshalter erforderlich.

Klemmen und Racks

Art. Nr.	Bezeichnung	Anzahl Klemmen/ Tabletts	CHF
	Edelstahlklemmen für		
192189	Kolben 50 ml	13	AA -
192191	Kolben 250 ml	9	AA -
192192	Kolben 500 ml	7	AA -
192193	Kolben 1000 ml	4	AA -
192200	Flasche 1000 ml	2	AA -
192207	Mikroplatte	6	AA -
	PVC-Klemmen für		
192203	Kolben 250 ml	8	AA -
192204	Kolben 500 ml	5	AA -
192205	Kolben 1000 ml	2	AA -
	Stationäres Rack für		
192218	70 Mikroröhrchen 1,5- 2,0 ml	2	AA -
192219	63 Röhrchen von 10 bis 13 mm	2	AA -
192223	35 Röhrchen 15 ml	2	AA -
192224	12 Röhrchen 50 ml	2	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com