# SCHÜTTLER FÜR $CO_2$ INKUBATOR

NEU

## Orbitalschüttler Orbi-Shaker $CO_2$ und Orbi-Shaker $CO_2$ XL






Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen



- Ideal für den Einsatz in $CO_2$ Inkubatoren oder anderen extremen Umgebungen
- Fernkontrolle der Geschwindigkeit und Zeit, verhindert das Öffnen des Inkubators
- Controller mit magnetischen Füßen, die an den Wänden der meisten Inkubatoren befestigt werden können
- Beständig gegen Temperaturen von 0 bis 60 °C und Luftfeuchtigkeit bis zu 100 %
- Wird mit klassischer Plattform und rutschfester Matte geliefert
- Kompatible Geräte Magic Clamp
- Magnetische Plattform und Magic Clamp-Zubehör separat erhältlich

| Modell | Orbi-Shaker $CO_2$ | Orbi-Shaker $CO_2$ XL |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit (rpm) | 30 - 300 | |
| Orbit Ø (mm) | 19 | |
| Nutzungsbedingungen | +0 bis +60 °C / 100 % RH | |
| Maße Tablett (mm) | 330 x 300 | 400 x 425 |
| Außenmaße (B x T x H) (mm) | 300 x 340 x 90 | 430 x 458 x 127 |
| Gewicht (kg) | 11,5 | 23 |
| Stromversorgung | 230V / 50-60 Hz / 600W | |
| **Art. Nr.** | **060977B** | **162508** |
| **CHF** | **AA -** | **AA -** |

### Zubehör Magic Clamp*

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 060962 | Magnetklemme für Erlenmeyer 50 ml | AA - |
| 060961 | Magnetklemme für Erlenmeyer 125 ml | AA - |
| 060960 | Magnetklemme für Erlenmeyer 250 ml | AA - |
| 060959 | Magnetklemme für Erlenmeyer 500 ml | AA - |
| 060958 | Magnetklemme für Erlenmeyer 1000 ml | AA - |
| 060967 | Magnetklemme für Erlenmeyer 2000 ml | AA - |
| 060987 | Magnetklemme für Standard-Mikroplatten | AA - |
| 060978 | Magnetisches Rack für konische Flaschen 4 x 500 oder 600 ml | AA - |
| 060963 | Magnetisches Rack für Zentrifugenröhrchen 21 x 15 ml und 12 x 50 ml | AA - |
| 060979 | Magnetisches Rack für Zentrifugenröhrchen 32 x 15ml | AA - |
| 060980 | Magnetisches Rack für Zentrifugenröhrchen 15 x 50ml | AA - |

### Zubehör Orbi-Shaker $CO_2$

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 060971 | Dedizierte Plattform für 4 Mikroplatten Standard | AA - |
| 060972 | Universalplattform mit Federn | AA - |
| 060957 | Magnetisch Magic Clamp Universal-Plattform 24 x 29,5 cm | AA - |
| 060966 | Magnetisch Magic Clamp Universal-Plattform 30 x 35 cm | AA - |

* Magic Clamp-Zubehör nur mit den Magic Clamp Plattformen , auf kompatiblen Geräten.

### Zubehör Orbi-Shaker $CO_2$ XL

NEU

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 162509 | Magic Clamp Universal-Plattform 405 x 420 mm | AA - |
| 060983 | Magic Clamp Universal-Plattform 457 x 457 mm | AA - |

## Orbitalschüttler für $CO_2$-Inkubator Thermo Scientific





| | |
|---|---|
| Rührgeschwindigkeit (rpm) | 30 - 300 |
| Orbit-Ø (mm) | 19 |
| Temperaturen ( °C) | 4 - 60 |
| Zulässige rF % | 20 - 95 % |
| Zulässiger CO2 Gehalt | 0 - 20 % |
| Timer | Kontinuierlich oder bis zu 99 h 59 min |
| Maximale Belastung (kg) | 6 |
| Gerätmaße B x T x H (mm) | 300 x 300 x 96 |
| Steuergerät-Maße L x T x H (mm) | 95 x 158 x 26 |
| Gewicht (kg) | 13 |
| Stromversorgung | 100-240 V, 50/60 Hz |
| **Art. Nr.** | **079589** |
| **CHF** | **AA -** |

- Aus Edelstahl
- Externes Steuergerät
- Plattformen und Klammern sind separat erhältlich
- Magnetische Bewegung der Tischplatte: kein Riemenwechsel erforderlich

### Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | Max./ Tablett | CHF |
|---|---|---|---|
| 079591 | Klammer für Erlenmeyer 50 ml | 30 | AA - |
| 079592 | Klammer für Erlenmeyer 100 ml | 15 | AA - |
| 079593 | Klammer für Erlenmeyer 150 ml | 15 | AA - |
| 079594 | Klammer für Erlenmeyer 200 ml | 15 | AA - |
| 079595 | Klammer für Erlenmeyer 250 ml | 15 | AA - |
| 079596 | Klammer für Erlenmeyer 500 ml | 9 | AA - |
| 079597 | Klammer für Erlenmeyer 1 l | 6 | AA - |
| 079598 | Klammer für Erlenmeyer 2 l | 4 | AA - |
| 079599 | Klammer für Erlenmeyer 3 l | 2 | AA - |
| 079600 | Klammer für Erlenmeyer 5 l | 1 | AA - |
| 079601 | Klammer für Infusionsflasche 500 ml | 6 | AA - |
| 079602 | Klammer für Infusionsflasche 1 l | 6 | AA - |
| 079603 | Trichterklemme | 2 | AA - |

| Art. Nr. | Bezeichnung | Max./ Tablett | CHF |
|---|---|---|---|
| 079604 | Festes Rack für 40 ProbenröhrchenØ 14 mm | 2 | AA - |
| 079605 | Festes Rack für 40 ProbenröhrchenØ 16 mm | 2 | AA - |
| 079606 | Verstellbares Rack für 40 Probenröhrchen Ø14mm | 2 | AA - |
| 079607 | Verstellbares Rack für 40 Probenröhrchen Ø 16 mm | 2 | AA - |
| 079613 | Klammer-Starterset :<br>2 Klammern für Erlenmeyer 100 ml<br>4 Klammern für Erlenmeyer 250 ml<br>4 Klammern für Erlenmeyer 500 ml<br>2 Klammern für Erlenmeyer 1 l<br>2 Klammern für Erlenmeyer 2 l | - | AA - |
| 079608 | Universelles Tablett aus Aluminium | - | AA - |
| 079609 | Tablett mit Gummimatte | - | AA - |
| 079610 | Halter für Mikrotiterplatte mit 96 Wells | 6 | AA - |
| 079611 | Rack mit Raster | 1 | AA - |
| 079612 | Rutschfeste Matte 140 x 140 mm | 4 | AA - |