Orbicult Orbitalschüttler für CO_2-Inkubator

- CO2-beständig
- Mit Universalplattform (2 Größen verfügbar) und Zubehör oder spezieller Plattform auszustatten
- Antibakterielle Behandlung Isocide
- LED-Anzeige
- Visuelle und akustische Alarme
- Höhenverstellbare Füße



Modell	AS1-C-19	AS1-C-25
Orbit (mm)	19	25
Geschwindigkeit (rpm)	15 - 575	
Timer (min)	9999	
Maximale Belastung (kg)	30	25
Außenmaße (L x B x H) (mm)	430 x 417 x 164	
Gewicht (kg)	27	
Art. Nr.	**486143**	**486144**
CHF	**AA -**	**AA -**

Plattformen

Universelle Plattformen, die mit Zubehör ausgestattet werden können

Art. Nr.	Größe	CHF
486151	Klein - 330 x 330 mm	**AA -**
486152	Mittel - 457 x 457 mm	**AA -**

Dedizierte Plattformen mit Klemme

	Klein 330 x 330 mm			Mittel 457 x 457 mm		
Klemme für	**Anzahl Klammern**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Anzahl Klammern**	**Art. Nr.**	**CHF**
Erlenmeyer 25 ml	36	**486154**	**AA -**	64	**486167**	**AA -**
Erlenmeyer 50 ml	36	**486155**	**AA -**	64	**486168**	**AA -**
Erlenmeyer 125 ml	16	**486156**	**AA -**	36	**486169**	**AA -**
Erlenmeyer 250 ml	10	**486157**	**AA -**	16	**486170**	**AA -**
Erlenmeyer 300 ml	10	**486158**	**AA -**	16	**486171**	**AA -**
Erlenmeyer 500 ml	9	**486159**	**AA -**	16	**486172**	**AA -**
Erlenmeyer 1000 ml	5	**486160**	**AA -**	9	**486173**	**AA -**
Erlenmeyer 2000 ml	4	**486161**	**AA -**	5	**486174**	**AA -**
Erlenmeyer 2800 ml	1	**486162**	**AA -**	4	**486175**	**AA -**
Erlenmeyer 3000 ml	1	**486163**	**AA -**	4	**486176**	**AA -**
Erlenmeyer 4000 ml	1	**486164**	**AA -**	4	**486177**	**AA -**
Erlenmeyer 5000 ml	1	**486165**	**AA -**	4	**486178**	**AA -**
Erlenmeyer 6000 ml	1	**486166**	**AA -**	2	**486179**	**AA -**

Racks

	Für kleine Plattform 330 x 330 mm			Für mittlere Plattform 457 x 457 mm		
Für Röhrchen	**Kapazität**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Kapazität**	**Art. Nr.**	**CHF**
8 - 11 mm	40	**486205**	**AA -**	64	**486211**	**AA -**
12 - 15 mm	21	**486206**	**AA -**	33	**486212**	**AA -**
16 - 19 mm	10	**486207**	**AA -**	18	**486213**	**AA -**
20 - 22 mm	10	**486208**	**AA -**	16	**486214**	**AA -**
23 - 26 mm	5	**486209**	**AA -**	8	**486215**	**AA -**
27 - 33 mm	5	**486210**	**AA -**	8	**486216**	**AA -**

Zubehör für Universalplattform

Klammern

Art. Nr.	Klemme für	Anzahl Klammern / Plattform		CHF
		Klein 330 x 330 mm	Mittel 457 x 457 mm	
486192	Erlenmeyer 25 ml	36	64	**AA -**
486193	Erlenmeyer 50 ml	36	64	**AA -**
486194	Erlenmeyer 125 ml	16	36	**AA -**
486195	Erlenmeyer 250 ml	10	16	**AA -**
486196	Erlenmeyer 300 ml	10	16	**AA -**
486197	Erlenmeyer 500 ml	9	16	**AA -**
486198	Erlenmeyer 1000 ml	5	9	**AA -**
486199	Erlenmeyer 2000 ml	4	5	**AA -**
486200	Erlenmeyer 2800 ml	1	4	**AA -**
486201	Erlenmeyer 3000 ml	1	4	**AA -**
486202	Erlenmeyer 4000 ml	1	4	**AA -**
486203	Erlenmeyer 5000 ml	1	4	**AA -**
486204	Erlenmeyer 6000 ml	1	2	**AA -**

Racks mit Rolle

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
486226	Rack mit Rolle - klein 300 x 300 mm	**AA -**
486227	Rack mit Rolle- mittelgroßes Modell 460 x 430 mm	**AA -**

Racks für Mikroplatten

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
486225	Rack für Mikrotiterplatten - klein (2 Mikrotiterplatten)	**AA -**
486224	Rack für Mikrotiterplatten - mittelgroßes Modell (4 Mikrotiterplatten)	**AA -**
486223	Rack für Mikrotiterplatten - groß (6 Mikrotiterplatten)	**AA -**

Haftmatte für Universalplattform (max. 350 rpm)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
486228	Anhaftende Matte - B x T x Dicke : 200 x 200 x 3 mm	**AA -**

CO_2-Detektor

NEU

Überall dort, wo CO_2 verwendet wird, müssen die Räumlichkeiten überwacht werden, um Unfälle zu vermeiden.

- **Feststehendes, wasserdichtes Gerät (IP65)**
- **Digitales Display**
- **Integrierter oder abgesetzter CO_2 Sensor**
- **3 Signallampen (1 normale und 2 Alarm-LEDs)**
- **2 einstellbare Alarme**
- **Alarmrelais zur Steuerung externer Geräte**
- **Interne Signalhupe 80 dB**



Skala	0 bis 1 % (10.000 ppm) CO_2
Auflösung	10 ppm (CO_2)
Maße (mm)	230 x 150 x 60
Gewicht (kg)	1,2

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
854010	Dioxytest	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com