Ezscope live cell imaging system

NEU

- **Diese Vorrichtung erleichtert die Beobachtung und Überwachung von kultivierten Zellen, ohne die Atmosphäre des CO_2 Inkubators durch Türöffnungen zu stören**
- **Ideal zur Beobachtung von Konfluenzzonen während des Zellwachstums, zur Beobachtung und Verfolgung der Zellmigration, zur Beobachtung der Differenzierung, der Morphologie oder auch des Zelltods**
- **Beobachtung mit weißem Licht (LED)**
- **Aufnehmen von Sequenzen oder Bildern**
- **Steuerung über einen PC mit Windows 10 (nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **Gleichzeitige Betrachtung von bis zu vier unabhängigen Proben auf einem Bildschirm**
- **Software: Bilderfassung und -analyse: Kalibrierung, Messung und Annotation**
- **Ausgestattet mit einem 10-fach-Objektiv, optionales 20-fach-Objektiv**

* Einsatz für 35-mm-, 60-mm-Boxen und T-25,T-75-Flaschen

Objektiv	10 x
Kamera	1.3 MP
Bildauflösung	1280 x 1024
Bildformat	.tiff oder .avi
Maße L x T x H (mm)	225 x 131 x 205
Gewicht (kg)	2
Software	Snapshot, Time-Laps, Konfluenz
Art. Nr.	**255210**
CHF	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
255211	Objektiv 20 X	**AA -**
255212	Mechanischer XY-Tisch mit 4 Adaptern* für Objektträger und Kulturflaschen	**AA -**

Trockenschränke für Rollergeräte

Speziell für die oben beschriebenen Systeme geeignet, egal ob in modularer oder nicht modularer Ausführung.

- **RT. : + 9 °C bis + 50 °C**
- **Nimmt das modulare System des Basismoduls bis zu 8 Tabletts auf**
- **Möglichkeit, zusätzliche Tabletts hinzuzufügen**
- **Steckdosen für den Anschluss von Geräten im Innen des Geräts**

BELLCO



Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (cm)	CHF
772859	Roll-In Inkubator 2 Fenster	104 x 81 x 221	**AA -**

Tischinkubator für Rollerflaschen

- **Mit voller oder verglaster Tür**
- **Bedienfeld mit Sicherheitsthermostat, Mikroprozessor-Temperaturkontrolle, Niedrig- und Hochtemperaturalarm**
- **Temperaturbereich : RT. +5 °C bis 50 °C**
- **Gleichmäßigkeit der Temperatur : +/- 1 °C bei 37 °C**
- **Der Inkubator wird einzeln geliefert; mit einem Tischgerät für 10 Rollerflaschen ergänzen (508302)**
- **Die Glastür ermöglicht die Betrachtung der Fläschchen, ohne das Gerät zu öffnen**
- **L x T x H auß. : 750 x 350 x 770 mm / L x T x H innen : 750 x 350 x 500 mm**



BELLCO

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
508217	Inkubator mit voller Tür	**AA -**
508218	Inkubator mit Glastür	**AA -**

Mikroplatten-Waschmaschine APW-200

NEU

- **Für 96-Well-Platten mit flachem Boden, U, V oder C**
- **Intuitive Steuerung über einen 4,3"-Farb-LCD-Bildschirm**
- **Wird komplett mit Waschkopf mit 8 und 12 Nadeln, drei Flaschen für Waschpuffer und einer Flasche zum Auffangen des Abfalls verkauft**
- **100 speicherbare Waschprogramme**
- **Genauigkeit des Waschkopfs auf 0,1 mm**
- **Geringes Restvolumen**
- **3 Rührgeschwindigkeiten (niedrig, mittel, schnell) mit einer Amplitude von 8 mm**
- **Automatischer Alarm am Ende des Waschvorgangs**



Display	LCD-Display 4,3''
Waschköpfe*	1 x 8/96 oder 1 x 12/96
Waschflasche*	3 x 2,5 l
Flasche zum Auffangen von Abfall*	1 x 2,5 l
Methode des Waschens	1, 2 oder Mehrpunkt
Programmierbar	100
Waschvolumen (µl)	50-2000
Restvolumen/Well (µl)	‹ 1
Waschdauer	1 - 99 min
Waschflüssigkeitskanäle	3
Verbindung	USB
Maße L x T x H (mm)	460 x 200 x 345
Gewicht (kg)	11,5
Art. Nr.	**531550**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
531551	Waschkopf 1 x 8 für 96-Well-Platten	**AA -**
531552	Waschkopf 1 x 12 für 96-Well-Platten	**AA -**
531553	Flasche für Waschpuffer	**AA -**
531554	Flasche zum Auffangen von Abfall	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com