Waschgerät WELLWASH und WELLWASH VERSA



WELLWASH

- **Einfache Programmierung von Waschprotokollen über ein großes Farbdisplay und eine visuelle Benutzeroberfläche**
- **Interne Software in 8 Sprachen verfügbar**
- **USB-Anschluss zur Übertragung von Protokollen von einem Gerät zum anderen und zur einfachen Aktualisierung der internen Software**
- **Der Sweep-Modus gewährleistet ein sehr geringes Restvolumen in den Wells**


Lieferung mit 1 Waschkopf 1 x 8 oder 1 x 12, 1 Waschflasche 2 l, 1 Abfallauffangflasche 2 l, 1 Aerosolschutzdeckel

WELLWASH VERSA

- **Doppelte Waschköpfe 2 x 8 oder 2 x 12**
- **2 Waschflaschen und eine Spülflasche für mehr Flexibilität**
- **2 x 8 Waschköpfe, die speziell für die Zellwaschung entwickelt wurden**
- **Ein optionaler 1 x 16 Waschkopf zum Waschen von 384-Well-Platten**
- **Automatisierbar**

Lieferung mit 1 Waschkopf 2 x 8 oder 2 x 12, 2 Waschflaschen 2 l, 1 Spülflasche 2 l, 1 Abfallauffangflasche 4 l, 1 Aerosolschutzdeckel

Modell	WELLWASH	WELLWASH VERSA
Anzahl der Waschpuffer	1	bis zu 3
Waschflasche	2 l	2 x 2 l
Flasche zum Auffangen von Abfällen	2 l	4 l
Spülflasche	-	2 l
Mögliche Waschköpfe	1 x 8 und 1 x 12	1 x 8, 1 x 12, 2 x 8, 2 x 12 und 1 x 16
Zellen-Waschköpfe	-	1 x 8 und 2 x 8
Arten von Mikrotiterplatten	96-Well-Platten	96- und 384-Well-Mikrotiterplatten
Waschvolumen	50 - 1000 µl	50-1000 µl (96), 20-300 µl (384)
Startvolumen	5 - 100 ml	5-100 ml
Spülvolumen	5 - 100 ml	5-100 ml
Verteiltes Volumen	50 - 400µl	50-400µl (96), 20-120 µl (384)
Restvolumen	‹ 1,5 µl	‹ 1,5 µl
Import-/Exportverbindung	USB-Anschluss	USB-Anschluss
Roboterkompatibel	Nein	Ja (RS-232C)
Maße H x L x T (mm)	345 x 385 x 240	345 x 385 x 240
Gewicht (kg)	9	9
Art. Nr. (Modell 1 x 8)	**228130**	**-**
CHF	**AA -**	**-**
Art. Nr. (Modell 2 x 8)	**-**	**228131**
CHF	**-**	**AA -**
Art. Nr. (Modell 1 x 12)	**228548**	**-**
CHF	**AA -**	**-**
Art. Nr. (Modell 2 x 12)	**-**	**228549**
CHF	**-**	**AA -**



Zubehör für WELLWASH und WELLWASH VERSA

Art. Nr.	Bezeichnung	Foto-markierung	Für WELLWASH	Für WELLWASH VERSA	CHF
228132	Waschkopf 1 x 8 Wege	A	x	x	**AA -**
228133	Waschkopf 1 x 12 Wege	A	x	x	**AA -**
228134	Kopf für Zellwaschanlage 2 x 8 Wege	-	-	x	**AA -**
228135	Kopf für Zellwaschanlage 1 x 16 Wege	A	-	x	**AA -**
228136	Waschkopf leer (weiß)	A	-	x	**AA -**
228137	Waschflasche 2 l	B	x	-	**AA -**
228138	Abfallflasche 2 l	B	x	-	**AA -**
228139	Waschflasche A mit 2 l Inhalt	C	-	x	**AA -**
228140	Waschflasche B mit 2 l Inhalt	C	-	x	**AA -**
228143	4 l Waschflasche A rund	F	x	x	**AA -**
228144	4 l Waschflasche B rund	F	-	x	**AA -**
228141	Spülflasche 2 l	D	-	x	**AA -**
228145	4 l Spülflasche rund	F	-	x	**AA -**
228142	Quadratische Auffangflasche von Müll von 4 l	E	x	x	**AA -**
228146	Rechteckige Sammelflasche von Müll von 9 l	G	-	x	**AA -**
228147	Spezialdeckel gegen Aerosole	-	x	-	**AA -**
228148	Spezialdeckel gegen Aerosole	-	-	x	**AA -**
228149	Rack für Flaschen, Konfiguration 1 x 2, 2 Flaschen 2 l	H	x	-	**AA -**
228150	Rack für Fläschchen, 2 x 2 Konfiguration, 3 Fläschchen 2 l und 1 Fläschchen 4 l quadratisch	I	-	x	**AA -**
228151	Rack für Flaschen, Konfiguration 1 x 4, 3 Fläschchen 2 l und 1 Fläschchen 4 l quadratisch	J	-	x	**AA -**
228152	Spezialrack für Fläschchen des Benutzers	-	x	x	**AA -**
228153	Vorratsflasche 2 l	K1	x	x	**AA -**
228154	Vorratsflasche 2 l rund	K2	x	x	**AA -**



