Victor Nivo PerkinElmer Plattenleser

NEU

- Kompatibel mit allen Plattenformate von 6 bis 1536 Wells
- Integriert je nach Modell alle gängigen Erkennungstechnologien :
  - Lumineszenz
  - UV-sichtbare Absorption (260 - 280 nm; 340 - 1000 nm)
  - Über- und Unterfluoreszenz (340 - 850 nm)
  - zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF/HTRF, TR-FRET, DELFIA, LANCE)
  - polarisierte Fluoreszenz (400 - 850 nm)
- Von oben und unten lesen: im Endpunkt-, Kinetik- und Well-Scanning-Modus
- Schütteln : linear, Orbital, Doppelorbital
- Temperaturkontrolle bis 65 °C
- Steuerung über eine intuitive Software mit vordefinierten Programmen (erfordert einen Computer oder ein Tablet)
- Enthält auch die MyAssays Desktop Standard-Software für die Datenanalyse
- Konnektivität: Wireless oder Netzwerk, kompatibel mit jedem Betriebssystem
- Verfügbare Optionen *:
  - Doppelinjektoren, um die Auswirkungen der Zugabe eines Reagenz in Echtzeit zu verfolgen
  - CO_2- und O_2-Kontrolle, um mit lebenden Zellen oder unter hypoxischen Bedingungen zu arbeiten
  - Tablet oder Computer
  - 32 austauschbare Filter
- B x T x H: 50 x 15 x 27 cm
- Gewicht: 15 kg





Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen

Modell	Victor Nivo 3F	Victor Nivo 3S	Victor Nivo 5F	Victor Nivo 5S
Absorption durch Filter	Ja	-	Ja	-
Absorption durch Spektrometer	-	Ja	-	Ja
Lumineszenz	Ja	Ja	Ja	Ja
Fluoreszenzintensität	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeitaufgelöste Fluoreszenz	-	-	Ja	Ja
Polarisierte Fluoreszenz	-	-	Ja	Ja
Art. Nr.	**396532**	**396534**	**396536**	**396538**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

*Finden Sie alle verfügbaren Optionen auf www.milian.com

PerkinElmer Quantifizierungskit für die Zellviabilität

NEU


- Kit für die Lumineszenzuntersuchung der Zellviabilität
- Ideal für die Analyse von Proben mit geringem Volumen, auf Mikrotiterplatten mit 96 bis 1536 Wells
- Basiert auf dem Nachweis von ATP durch die Firefly-Luciferase
- Das Licht, das infolge der Reaktion der Luciferase auf das vom Kit mitgebrachte Luciferin erzeugt wird, ist proportional zur ATP-Konzentration
- Das von der Reaktion erzeugte Lichtsignal kann mithilfe eines Plattenlesers quantifiziert werden
- Das ATPlite 3D Kit wird für 3D-Anwendungen auf Sphäroidzellen empfohlen
- Einfach und wiederholbar
- Lagerung 2 - 8 °C



	ATPLite und ATPlite 3D	ATPlite 1Step
Anzahl Schritte	2	1
Halbwertszeit (Minuten)	240	30
Vorteile	Hohe Stabilität	Hohe Empfindlichkeit

Art. Nr.	Bezeichnung	Menge (ml)	Anzahl der Tests in 96-Well-Platten	CHF
396524	ATPlite Viability Quantification Kit	30	300	**AA -**
396523	Kit QuantifizierungATPlite Lebensfähigkeit	100	1000	**AA -**
396525	Kit QuantifizierungATPlite Lebensfähigkeit	500	5000	**AA -**
396526	Kit QuantifizierungATPlite Lebensfähigkeit	1000	10000	**AA -**
396521	Kit ATPlite 1 Step	10	100	**AA -**
396520	Kit ATPlite 1 Step	100	1000	**AA -**
396522	Kit ATPlite 1 Step	1000	10000	**AA -**
396530	Kit ATPlite 3D *	10	100	**AA -**
396531	Kit ATPlite 3D *	30	400	**AA -**

*Kits, die auch eine CellCarrier Sphäroid ULA-Mikroplatte mit 96 Wells, eine Optiplate 96-HS-Mikroplatte und 4 TopSeam-A PLUS Plattenklebstoffe enthalten



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com