Mikrotiterplatten-Reagenzienspender Multidrop Combi

NEU

- Schnelle und genaue Verteilung
- Kompakt, für eine einfache Integration in Ihre Automaten oder auf dem Labortisch
- Einfache Bedienung und Programmierung
- Einfache Wartung durch autoklavierbare Ausgabekassetten
- Verfolgung der Abnutzung von Kassetten mithilfe eines RFID-Chips
- Rückgewinnung des Totvolumens bei teuren Reagenzien
- Automatisierbar (kontaktieren Sie uns)
- Geliefert mit der FILLit-Software

228426



thermoscientific

047962



Kassetten

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
047827	Kassette small tube tips Kunststoff (0,5 - 50 µl)	AA -
047828	Kassette small tube tips Metall (0,5 - 50 µl)	AA -
047963	Kassette small tube tips Kunststoff (0,5 - 50 µl) (zu 5)	AA -
047964	Kassette small tube tips Metall (0,5 - 50 µl) (zu 5)	AA -
047829	Standardkassette Röhrchen (5 - 2500 µl)	AA -
047830	Standardkassette Röhrchen (5 - 2500 µl) (zu 5)	AA -
047831	Standardkassette Röhrchen (5 - 2500 µl) (zu 10)	AA -

Modell	Multidrop Combi nL	Multidrop Combi
Art der Platten	96, 384 und 1536 Wells, Deepwells	Alle Formate von 6 bis 1536 Wells, Deepwells, 1,1 ml Röhrchen in 96er Racks, Micronic Röhrchen in 96er Racks
Volumen Bereich	50 nl bis 50 µl	0,5 bis 2500 µl
Füllkapazität	Reihen, Spalten, sequentielle Wells	Reihen, Spalten
Geschwindigkeit der Verteilung	384-Well-Platten: 50 nl in 6 Sekunden, 1 µl in 8 Sekunden Platte mit 1536 Wells : 50 nl in 21 Sekunden, 1 µl in 27 Sekunden	96-Well-Platten: 10 µl in 3 s; 20 µl in 4 s; 100 µl in 10 s 384-Well-Platte : 1 µl in 5 s, 5 µl in 5 s; 10 µl in 6 s; 20 µl in 9 s Platte 1536 Wells : 1 µl in 14 s; 5 µl in 26 s
Totes Volumen	‹ 1,2 ml	Kassette small tubes : ‹ 1 ml Standardkassette : ‹ 7 ml
Maße L x T x H (cm)	35,5 x 37,5 x 22 cm	35,5 x 33 x 22 cm
Gewicht (kg)	9,6	9,1
Art. Nr.	**228426**	**047962**
CHF	**AA -**	**AA -**

Beleuchtete Lupen 8 LEDS und 1 UV

- Linse aus Acrylglas
- LEDS- und UV-Beleuchtung
- Batterien : 3 x AAA (nicht enthalten)

Vergrößerung Linse	x 2,5	x 4
Bifokale Vergrößerung	x 6	Ohne
Ø Linse (mm)	90	60
Maße (L x T x H) (mm)	90 x 40 x 50	60 x 40 x 30
Gewicht (g)	100	120
Beleuchtung	8 LEDS + 1 UV	
Art. Nr.	**095408**	**098461**
CHF	**AA -**	**AA -**





Beleuchtende Handlupe

- Mit einer Linse aus Acrylglas, zur Beobachtung in dunklen Umgebungen
- Wird mit 3 AAA-Batterien verwendet (nicht enthalten)

Vergrößerung	x 4
Ø Linse (mm)	65
Gewicht (g)	90
Beleuchtung	2 LEDS Ø 5 mm
Art. Nr.	**095402**
CHF	**AA -**



Konvertierbare Leuchtlupe

- Aus Acrylglas
- Doppelte Okulare 2,5 x Ø 90 mm + 8 x Ø 25 mm
- Aplanatische Linse (ohne Bildverzerrung), achromatische Linse (ohne Irisierung)
- Weiße Beleuchtung, 10 Leds
- Kann manuell oder auf seinem klappbaren Fuß verwendet werden
- Betrieb mit 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über das Stromnetz (Adapter im Lieferumfang enthalten)
- Maße: 290 x 100 x 25 mm
- Gewicht: 260 g

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
098486	Beleuchtete Handlupe mit ausziehbarem Fuß	AA -



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com