Nikon DS-Fi3-Kamera mit L4-Bildschirm



DS-Fi3

- **Farbkamera**
- **CMOS mit 5 Millionen effektiven Pixeln**
- **Display mit einer Geschwindigkeit von 15 fps bei voller Auflösung**
- **Für Hellfeld-, Phasen- und Fluoreszenz-Bildgebung in einem breiten Vergrößerungsbereich**
- **C-Mount-Anschluss**

Bildschirm L4

- **10,1-Zoll-Touchscreen-Tablet mit einem Display von 1920 x 1200 Pixeln**
- **Funktionen für Kameraeinstellungen, Bildaufzeichnung und Anmerkungen**
- **Funktioniert ohne PC, die Speicherung der Bilder erfolgt direkt auf einem USB-Stick, einer Mikro-SD-Karte oder im Netzwerk**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
094526D	KameraDS-Fi3 mit Bildschirm L4	**AA -**

Stereomikroskop SMZ800N Nikon



TIPP



Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu Nikon-Mikroskopen haben

Stereomikroskop mit großem Arbeitsbereich und hochwertiger Optik, mit dem Sie Ihre Proben beobachten, analysieren oder sezieren können. Flexibilität: modulare Konfiguration und eine große Auswahl an Zubehör für viele Erweiterungsmöglichkeiten.

- **Großer Vergrößerungsbereich**
- **Großer Arbeitsbereich**
- **Großer Arbeitsabstand unter Objektiv**
- **Verschiedene Beleuchtungstechniken**
- **Skaliert zur Fluoreszenz**

Zoomfaktor	8 X
Beleuchtung	In Übertragung durch die LED-Basis In Reflexion über Glasfaser 8V/20W
Kopf	Binokularer Kopf mit 2 Okularen 10X/22 mm
Objektiv	Planobjektiv Achro 1X mit Arbeitsabstand 78 mm Vergrößerungsbereich von 10 X bis 80 X
Mögliche Weiterentwicklung für	Digitale Bildgebung, Fluoreszenz

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
094505C	Binokularlupe SMZ800N in Transmission	**AA -**
094506C	Binokularlupe SMZ800N in Reflexion	**AA -**

Stereomikroskop SMZ445 Nikon



Das Stereomikroskop SMZ445 vereint einfache Bedienung mit optischer Leistung. Dieses Modell zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus, das genaue Beobachtungen und Arbeiten an Ihren Proben ermöglicht.

- **Großer Arbeitsbereich**
- **Großer Arbeitsabstand unter Objektiv**
- **Verschiedene Beleuchtungstechniken**

Zoomfaktor	4,4 X
Beleuchtung	In Übertragung durch die Basis 6V/20W In Reflexion über Glasfaser 8V/20W
Optik	Optisches System mit Greenough-Zoom, Bereich von Vergrößerungen von 8X bis 35X, 100 mm Arbeitsabstand
Optik	Optisches System mit Greenough-Zoom, Bereich von Vergrößerungen von 8X bis 35X, 100 mm Arbeitsabstand

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
094617C	Binokularlupe SMZ445 in Reflexion	**AA -**
094694C	Binokularlupe SMZ445 mit doppelter LED-Beleuchtung	**AA -**