Invertierte Mikroskope TS2 Nikon

Unverzichtbares Hilfsmittel für die Beobachtung von Zellkulturen im Labor. Mit Apodize Phasenkontrast ausgestattetes System, das speziell entwickelt wurde, um Bilder mit ausgezeichnetem Kontrast zu erzeugen und das Licht auf die kleinsten Details einer Probe zu streuen.

- **Ergonomisches System mit hoher Stabilität**
- **Weitfeld Beobachtung : 22 mm**
- **Vollständige Palette an Apodize-Objektiven von 4x bis 100x Immersion**
- **Routinemäßige Verwendung für alle Arten von Medien : Platten, Flaschen, Boxen und Objektträger**
- **Weiterentwicklung zur Fluoreszenz, bitte anfragen (anderes Modell TS2-FL)**

Modell	Binokular	Trinokular
Beleuchtung	LED	
Beobachtungstechnik	Phasenkontrast	
Modell	Binokular mit 2 Okularen 10X/22 mm	Trinokular mit 2 Okularen 10X/22 mm und ein Ausgang für C-Mount-Kamera
Enthaltene Objektive	10X und 20X Achromat Apodize im Phasenkontrast	
Kondensator	ELWD-Kondensator mit PHL-Schieber, PH1 und Tageslichtfilter	
Art. Nr.	**094599C**	**094604D**
CHF	**AA -**	**AA -**



Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
094504B	Überplatine und Universaleinsatz	AA -
094708	Entwicklung zum trinokularen Port (nur für binokulares Modell)	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
094762	Immersionsöl Typ N, Kännchen 8 cc	AA -



Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu Nikon-Mikroskopen haben

Aufrechte Mikroskope Eclipse SI

NEU

Modell	Binokular	Trinokular
Kopf	Neigungswinkel von 45 °, Pupillenentfernung : 50-75 mm, Höhe des Okularpunkts: in 2 Positionen einstellbar Okulare 10X/20 mm: mit Dioptrieneinstellung	
Revolver	Fünffacher Revolver in umgekehrter Ausführung (im Hauptgehäuse)	
Plattform	Rechteckige mechanische Plattform (im Hauptgehäuse), mit Probenhalter 2 Objektträger, Querlauf : 76 (X) x 52 (Y) mm	
Objektive (NA/W.D.)	CFI E Plan Achromat 4X (0,1/30 mm) CFI E Plan Achromat 10X (0,25/7 mm) CFI E Plan Achromat 40X (0,65/0,65 mm)	
Kondensator	Abbe-Kondensator, NA 1,25, vertikal und zentral beweglich	
Beobachtung Methode	Weißes Licht	
Antimykotische Behandlung	Antimykotische Farbe, die um das optische System herum aufgetragen wird	
Stromversorgung	100-240 VAC 50-60Hz	
Max. Stromverbrauch	Nennwert : 5 W	
Gewicht (kg) (ca.)	6	6,4
Art. Nr.	**094772**	**094773**
CHF	**AA -**	**AA -**
Netzkabel		
Art. Nr.	**094755**	**094755**
CHF	**AA -**	**AA -**



Sehr ergonomische und innovative Mikroskope, die darauf ausgelegt sind, die Ermüdung des Benutzers an seinem Arbeitsplatz zu verringern. Forschungsmikroskope, die für Routinearbeiten geeignet sind.

- **Sehr helle LED-Beleuchtung**
- **Intelligentes Lichtstärkemanagement (LIM), das die Lichtstärke für jedes Objektiv speichert und automatisch anpasst**
- **Niedrige Platine für einen schnelleren und einfacheren Wechsel der Objektträger**
- **Fokussierungsanschlag, um zu verhindern, dass die Klingen brechen oder die Objektive beschädigt werden**
- **LCD-Bildschirm mit Anzeige des Mikroskopstatus: Vergrößerung, Helligkeit usw.**
- **Komplett mit binokularer oder trinokularer Version mit 4X/ 10X/40X Objektiven**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
094784	60X-Objektiv	AA -
094786	Blaulichtfilter	AA -
094762	Immersionsöl N US 8CC	AA -
094757	Immersionsöl N US 50CC	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com