Aufrechte Mikroskope Optika


670149

Mit hellem Hintergrund					Mit Phasenkontrast			
Modell	**Ausstattung heller Hintergrund**	**Kopf**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Ausstattung Phasenkontrast**	**Modell**	**Art. Nr.**	**CHF**
B-192	- Okulare 10x/18 mm - Objektive : 4x / 10x / 40x / 100x (oil) - Revolver 4 Stellungen - Mechanische Platine x,y - Abbe-Kondensator O.N. 1,25 - LED	Binokular	**670149B**	**AA -**	-	-	-	-
B-193PL		Trinokular	**670901B**	**AA -**	-	-	-	-
B-382Pli	- Okulare 10x/20 mm - Objektive : 4x / 10x / 40x / 100x (oil) - Revolver 5 Stellungen - Mechanische Platine x,y - Abbe-Kondensator O.N. 1,25 zentrierbar - LED	Binokular	**670960**	**AA -**	Objektive : 10xPh, 20xPh, 40xPh, 100xPh Kondensator Phase	B-382phi	**670962**	**AA -**
B-383Pli		Trinokular	**670961**	**AA -**		B-383phi	**670963**	**AA -**

Andere Modelle, kontaktieren Sie uns

NEU Aufrechte Mikroskope B-510BF und B-510PH Optika



- **Mikroskope Für Routineanalysen im Labor**
- **Leicht und ultrakompakt**
- **Modell mit trinokularen Köpfen zur Aufnahme einer Kamera oder eines Tablets (muss mit einem Adapter für C-Mount ergänzt werden)**
- **Stativ mit einklappbarem Kondensor, Steuerung des X,Y-Tischs rechts**
- **Objektivturm : 5 Positionen**
- **Wird betriebsbereit geliefert**

Modell	Trinokulares Modell B-510BF	Trinokulares Modell B-510PH
Beleuchtung	LED	
Beobachtung Technik	Heller Hintergrund	Heller Hintergrund und Phasenkontrast
Ausgang Signal	IOS W-PLAN-Okulare 4 x, 10 x, 40 x, 100 x (Öl)	Phasenkontrastobjektive IOS W-PLAN PH 10 x, 20 x, 40 x, 100 x
Modell	Trinokular mit 2 Okularen 10 x/22 mm	
Art. Nr.	**671236**	**671237**
CHF	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
671186	C-Mount-Adapter 0,5 x	**AA -**



Zubehör Finden Sie auf www.milian.com

Inverses Mikroskop Optika


671160

Modell	Geräte	Kopf	Art. Nr.	CHF
IM-3	- LED-Beleuchtung - Heller Hintergrund und Phasenkontrast - Makro- und Mikrometer-Fokussierungssystem - Feste Platte, Maße 250 x 160 mm - Objektivrevolver mit 5 Positionen - Trinokularer Kopf, um 45° geneigt - Weitfeldokulare EWF10X/22 mit Feldindex 22 - Objektive: Phasenkontrast 10xPh, 20xPh, 40xph - Schutzhülle	Trinokular	**671160**	**AA -**

Immersionsöl



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
670957	Immersionsöl 10 ml	**AA -**