Binokulare Stereomikroskope für den Bildungsbereich Optika

NEU

- **Einfach und robust, leicht zu handhaben**
- **Modelle mit drehbaren Objektiven, um schnell die Vergrößerung zu wechseln**
- **Kopf um 45° geneigt**
- **Ausgestattet mit 2 separaten Beleuchtungen, 1 W Led: vorfallende und übertragene**
- **2 Modelle: mit beweglichem 360°-Optikkörper oder festem Optikkörper Tragegriff inklusive**
- **Aufladbarer Akku für den Einsatz auf Ort, wenn nötig**
- **Art. Nr. 671227: Modell mit integrierter Kamera**



Festes optisches Gehäuse und Tragegriff, Modell mit integrierter Kamera

Art. Nr.	Optisches Gehäuse	Zoom	Arbeitsabstand	Beleuchtung	CHF
671220	Mobil 360°	20x, 40x	57 mm	Led mit Schaltern	**AA -**
671221	Mobil 360°	10x, 30x	57 mm	Led mit Schaltern	**AA -**
671222	Fest mit Tragegriff	20x, 40x	57 mm	Led mit Kontrolltasten	**AA -**
671223	Fest mit Tragegriff	10x, 30x	57 mm	Led mit Kontrolltasten	**AA -**
671224	Fest mit Tragegriff	20x, 40x	76 mm	Led mit Kontrolltasten	**AA -**
671225	Fest mit Tragegriff	10x, 30x	76 mm	Led mit Kontrolltasten	**AA -**
671226	Fest mit Tragegriff	10x 20x 40x	60 mm	Led mit Kontrolltasten	**AA -**
671227	Fest mit Tragegriff und integrierter Kamera	10x 20x 40x	60 mm	Led mit Kontrolltasten	**AA -**

Digitales Mikroskop mit Tablet

NEU

Mikroskop mit einem schwenkbaren und abnehmbaren Tablet. Besonders geeignet für Routineanwendungen mit hellem Hintergrund.

Modell	B-290TB
Beleuchtung	Led 3,6 W
Glas	WF 10/20 mm
Beobachtung Technik	Heller Hintergrund
Modell	Binokular
Kopf-Typ	Kopf um 30° geneigt und um 360° drehbar
Objektive	4 X 10 X 40 X 100 X (Öl)
Abbe-Kondensator	ON 1,25
Maße (H x L x T) (mm)	430 x 235 x 290
Gewicht (kg)	7
Tablett	10,1"
Betriebssystem	Windows 10 32 Bit
Display	Led Touch
Maße B x T x H (mm)	25,7 x 10,5 x 17,4
Kamera	3 MP
Signal	USB 2
Bildmaße	2048 x 1536
Art. Nr.	**671191**
CHF	**AA -**



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com