Kamera C-B5 5,1MP Optika



- 5-MP-Farbkamera
- Für Bildung und Routineanwendungen im Labor
- C-Mount
- Lieferung mit Software (kompatibel mit Windows, Mac OS und Linux) und Adaptern für Okulare von Mikroskopen mit mono- oder binokularen Köpfen

Sensor	CMOS 1/2,5''
Kameraauflösung	5.1 MP
Ausgang Signal	USB 2,0
Stromversorgung der Kamera	PC USB
C-Mount-Anschluss	Ja
PC-Eigenschaften	CPU: äquivalent zu Intel Core2.2 2.8 GHz oder höher RAM : 2GB oder höher USB-Anschluss : 2.0 mindestens zwei Anschlüsse
Art. Nr.	**671230**
CHF	**AA -**

NEU

Kameras PRO C-P3 und C-P6 Optika



- Dynamische Kamera mit schneller Wiedergabe
- Bietet detaillierte, qualitativ hochwertige Bilder dank des SONY EXMOR CMOS-Sensors
- C-Mount-Anschluss

Modell	C-P3	C-P6
Auflösung der Kamera	3.1 MP	6.3 MP
Ausgang Signal	USB 3,0	USB 3,0
Größe des Sensors	1/2.8"	1/1.8"
Sensor-Technologie	CMOS	CMOS
Bildformat	4/3	4/3
Pixelgröße	2,5 x 2,5 µm	2,4 x 2,4 µm
Geschwindigkeit Auflösung	50 fps	30 fps
Art. Nr.	**671259**	**671262**
CHF	**AA -**	**AA -**

Kamera Digitalmikroskop





- Kompatibel mit MacOS®-Software 10.12 oder höher
- Schnittstelle : USB 1,1 / 2,0
- Stromversorgung USB (Kabel : 1,4 m)

CMOS-Sensor	1920 x 1080 Pixel
Vergrößerung	10 x - 200 x
Shutter	1/30 - 1/15750 Sek
Fokus	F 2,8
Beleuchtung	8 IR-LEDs
Erfassungsformat	jpeg / bmp
Maße (mm)	Ø 33 x 110
Gewicht (g)	170
Art. Nr.	**098501B**
CHF	**AA -**

Halter

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**Gewicht (kg)**	**CHF**
098502	Flexibler Ständer 300 mm Fuß aus Gusseisen	1,5	**AA -**

Tablet-PC mit Kamera für das trinokulare Mikroskop Optika



- Touchscreen 10"
- USB 2.0-Anschluss
- 2-in-1-Lösung, die über einen Tablet-PC mit Touchscreen und eine 3- oder 5-MPixel-Kamera zur Bilderfassung verfügt
- System kann an trinokularen Ausgängen mit C-Mount-Adapter installiert werden

Modell	TB-3W	TB-5W
Betriebssystem	Windows 8,1 32-Bit	
Netzwerk	Wireless bluetooth	
Autonomie	9 Stunden	
Kameraauflösung (MP)	3,14	5
Ausgang Signal	USB 2,0	USB 2,0
Tablet-Language	Mehrsprachig	
Inklusive Tablet-Software	OPTIKA VISION LITE : Erfassung von Fotos oder Videos, Messungen, Angabe von Objekten oder Kommentaren, Dokumentation	
Lagerung	HDD 32 GB, akzeptiert auch SD-Karten	
Inklusive Kabel	MicroUSB auf USB, OTG-Kabel,USB-Kabel	
Maße (cm) B x H x Dicke	25,85 x 16,75 x 0,88	
Gewicht (g)	580	
Art. Nr.	**670976**	**670977**
CHF	**AA -**	**AA -**