Optika Kaltlichtgenerator

Zusätzliche Beleuchtung für die Beobachtung unter dem Stereomikroskop. Mit einer doppelten leitfähigen Faser mit schwenkbaren Armen oder einer Ringfaser, die an Optika-Stereomikroskopen befestigt werden kann, auszustatten.

- **LED-Beleuchtung entspricht einer 100-W-Halogen-Beleuchtung**
- **Einstellbare Lichtintensität**
- **Mit leitfähigen Fasern zu ergänzen**

Art. Nr.	Bezeichnung	Lampentyp	Gewicht (kg)	Maße (mm)	CHF
670949	Generator CLD-01	LED	4,1	200 x 120	AA -


670949

Leitende Fasern

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
670950	Doppelte leitfähige Faser - Länge 500 mm	AA -
670951	Ringförmige leitfähige Faser - Länge 700 mm	AA -


670950


670951

SCHOTT Kaltlichtgeneratoren

KL300 LED-Generator (muss mit einer leitfähigen Faser ausgestattet sein)

- **LED-Beleuchtung , entspricht einer 30-W-Halogen-Beleuchtung**
- **Einstellung der Lichtintensität**
- **Halterung zur Befestigung am Stativ möglich (KL300 und NIKON Binokularlupe SMZ 445)**
- **Mit leitfähigen Fasern zu ergänzen: verschiedene Modelle möglich (siehe unten)**

Art. Nr.	Generator	Lampentyp	Gewicht (kg)	Maße (mm) L x T x H	CHF
498716	KL300 LED	LED	0,35	107 x 114 x 61	AA -

Zubehör für den Generator KL300

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
498718	Halbstarre leitfähige Faser 1 Arm Ø 3,5 mm Länge 500 mm	AA -
498719	Halbstarre leitfähige Faser 2 Arm Ø 3,5 mm Länge 500 mm	AA -
498722*	Fokussierendes Element ohne Filter für leitendes Element bis zu Ø 5 mm	AA -
498720*	Fokussierelemente und Flimmersatz bis Ø 5 mm	AA -
498717	Klemme KL 300 LED für Nikon-Stativ SMZ 445	AA -
498732	Klemme für Sockel Ø 100 mm	AA -
498733	Sockel Ø 100 mm	AA -

Generator KL1500 HAL UND 1600 LEDs

- **Halogenbeleuchtung 15V 150 W für das Modell KL 1500 HAL mit Display**
- **LED-Beleuchtung für das Modell KL 1600 LED, Einstellung der Lichtintensität**
- **Auf den Labortisch zu stellen**
- **Zu ergänzen mit dem Netzkabel 498751 und leitenden Fasern: verschiedene Modelle möglich (siehe unten)**

Art. Nr.	Generator	Eigenschaften	Lampentyp	Gewicht (kg)	Maße (mm) (B x T x H)	CHF
780315	KL1500 HAL mit Display	Anzeige der Farbtemperatur, Einstellung der Lichtintensität, Filterhalter	Halogen 15 V 150 W	5	22 x 265 x 170	AA -
498726	KL1600 LED ohne Display	Ohne Display, Lichtstärkeeinstellung mit 5 Positionen, Filterhalter	LED äquivalent. zu 150 W Halogen	2,45	231 x 114 x 137	AA -

Zubehör für KL 1500 HAL und KL1600 LED

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
498727	Halbstarre leitfähige Faser 1 Arm für KL1500 oder KL1600 Ø 4,5 mm Länge 600 mm	AA -
498728	Halbstarre leitfähige Faser 2 Arm für KL1500 oder KL1600 Ø 4,5 mm Länge 600 mm	AA -
498729	Halbstarre leitfähige Faser 3 Arm für KL1500 oder KL1600 Ø 4,5 mm Länge 600 mm	AA -
498722	Fokussierendes Element ohne Filter für leitendes Element bis Ø5 mm	AA -
498720	Fokussierelemente und Filterersatz bis Ø 5 mm	AA -
498730	Tageslichtfilter mit Filterhalter KL 1500 HAL	AA -
498731	Filter für künstliches Licht Ø 28 mm LED für KL1600	AA -
498751	EU-Netzkabel für Kaltlichtquelle	AA -

Zur Beleuchtung von Proben mithilfe eines flexibel einsetzbaren Lichtleiters. Wird als Zusatzbeleuchtung bei der Beobachtung mit Binokularlupen verwendet.



KL1600 LED



KL1600 LED

* Je nach Anzahl der Arme zu bestellen

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com