Handpumpe OTAL





Modelle 1
- Für Behälter mit Öffnungen von 30 bis 70 mm Ø
- PP-Auslassrohre
- Beständig gegen Säuren und Basen
- Beständig gegen Reinigungsmittel

Modell 2
- Für Behälter mit einer Öffnung von 30 bis 70 mm Ø
- PVDF-Auslassrohre
- Beständig gegen schwach oxidierende Säuren und Basen
- Bleichmittelbeständig
- Bessere chemische Beständigkeit als PP

Modell 3
- Für Behälter mit einer Öffnung von 30 bis 70 mm Ø
- Auslassrohre Edelstahl
- Für schwer entflammbare Flüssigkeiten
- Zwei Arten von Verschlüsse: PVC und LDPE

Modell 4
- Für Behälter mit einer Öffnung von 30 bis 70 mm Ø
- Mit Schlauch und Hahn
- Wasserhahn aus PP/PE
- PVC-Ablaufschlauch
- Geeignet zum Befüllen von entfernten Behältern

Modell 5
- Mit Universalverschluss für Hälse Ø 20 - 36 mm
- PP-Auslassrohre
- Ideal für Behälter bis zu 10 Litern

Modell 6
- Mit Rohrverriegelungsventil
- Mit Spitze für präzises Umfüllen

	Handpumpe OTAL PP			Handpumpe OTAL PVDF	Handpumpe OTAL Edelstahl	OTAL Handpumpe mit Schlauch und Hahn	OTAL-Minipumpe aus PP
Modell	Modell 1	Modell 1	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4	Modell 5
Durchflussmenge (l / min)	14	20	26	20	26	12	4
Ø des Rohrs (mm)	12	15	18	16	18	10	10
Förderrohr Material	PP	PP	PP	PVDF	V2A	PP/PVC	PP
Eintauchtiefe (cm)	70	70	70	70	90	70	45
Art. Nr.	**670802**	**670801**	**670800**	**670803**	**670804**	**670805**	**670806**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Manuelle Vakuumpumpe


029338


029339


029343


029344


029342

Handpumpe zur Erzeugung eines Vakuums durch Ansaugen.
Komplett geliefert mit :
- kalibriertes Vakuummessgerät in Zoll und cm Hg ;
- ein 60 cm langer Schlauch aus PVC, Innendurchmesser 6,3 mm (1/4'').

- Leicht
- Einfach zu verwenden
- Leistungsstark
- Aus PVC oder Aluminium
- Mit oder ohne Vakuumanzeige
- Die zerlegbare Pumpe ermöglicht den Austausch von Teilen mithilfe des Wartungskits
- Transfer von flüssigen Proben
- Vakuum- oder Druckfiltration
- Vakuum-Exsikkator
- Maximal erreichbares Vakuum : 0,84 bar (635 mm Hg)

Kapazität	15 cm³/Impuls	36 cm³/Impuls
PVC-Pumpe ohne Messstab		
Art.Nr.	**029338**	**029339**
CHF	AA -	AA -
Zerlegbare PVC-Pumpe mit Messstab		
Art.Nr.	**029342**	**029343**
CHF	AA -	AA -
Zerlegbare Aluminiumpumpe mit Messstab		
Art. Nr.	**029344**	-
CHF	AA -	-