Wasserstrahlpumpe aus Polypropylen

Komplette Wasserstrahlpumpe aus hochfestem Polypropylen zur Vakuumbildung und zum Absaugen von Flüssigkeiten.
Die Pumpe wird komplett geliefert mit :

- ein Anschlussstück mit Überwurfmutter R3/4",, ein Reduzierstück R1/2", und eine Schlaucholive Außen-ø 10 - 12 mm ;
- ein Olive-Vakuumanschluss mit einem abschraubbaren Außendurchmesser von 6 - 9 mm und einem Schraubverschluss GL 14

- **Verbrauch : 190 l/h bei 3,5 bar Druck**
- **Enddruck : 16 mbar bei 12 °C**
- **Saugleistung : 400 l/h bei 12 °C und 3,5 bar**
- **Länge: 210 mm**
- **Einsetzbar bis zu 80 °C**
- **Rückschlagventil**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
090294	Wasserstrahlpumpe komplett	AA -



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
090295	Reduzierstück R3/8''	AA -
090296	Reduzierstück M 22 x 1 (Perlatorgewinde)	AA -

Absaugsystem für Überstände

- **Klein, kompakt und einfach zu bedienen**
- **Integrierte Pumpe, Vakuum 500 mbar**
- **1-Liter-Flasche**
- **Schutz vor Verunreinigungen durch hydrophoben Filter**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
144746	Flüssigkeitssaugsystem mit 1-l-Flasche	AA -

Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
144747	Set mit Adapter + 8-Kanal-Halterung	AA -
144748	8-Kanal-Adapter einzeln	AA -
144749	Ersatzfilter	AA -









Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com