Komplettes AZ-Saugsystem



Klein, effizient, leise und sparsam... All-in-One ist ideal, um schnell kleine Mengen an Flüssigkeiten aufzusaugen.

- **Auch zum Absaugen überstehender Zellen geeignet**
- **Lieferung komplett mit :**
  - 1 Membran-Vakuumpumpe (8 l Luft / min, 700 mbar)
  - 1 Polypropylenflasche (2 oder 4 l) mit FastLock-Endstücken auf Kappe
  - 1 Membranfilter, 1 Belüftungseinsatz und Silikonschlauch 3 m (ø -innen 6mm)
  + Schlauchbefestigungsclip an FastLock (Flaschenhalter/-stand separat erhältlich)

Modell	2-Liter-Flasche	4-Liter-Flasche
Ansaugen der Pumpe	8 l. Luft / min 700 mbar Leerlauf	
Maße L x T x H (mm)	75 x 60 x 170	
Gewicht (kg)	0,8	
Leistung (W)	5	
Stromversorgung	230 V / 50 Hz	
Art. Nr.	**841078**	**841079**
CHF	**AA -**	**AA -**

Flaschen



2 Liter
841083 + 841085

4 Liter
841084 + 841086

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
841083	Zusätzliche 2-Liter-Flasche, mit FastLock-Kappe	**AA -**
841084	Zusätzliche 4-l-Flasche, mit FastLock-Kappe	**AA -**
841086	Stand/Ständer für 4-l-Flasche	**AA -**
841090	Ersatzkappe mit FastLock-Endstück für 2-l-Flasche.	**AA -**
841091	Ersatzkappe mit FastLock-Endstück für 4-l-Flasche.	**AA -**

Pumpen und Fußschalter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
841100	Vakuumpumpe mit Membran, einzeln, 8 l./min 700 mbar	**AA -**
841101	Vakuumpumpe mit Membran, einzeln, 25 l./min 250 mbar	**AA -**
841102	Vakuumpumpe mit Membran, einzeln, 17 l./min 100 mbar	**AA -**
841103	Fußschalter EIN/AUS für Pumpen und Systeme	**AA -**

››› Haben Sie bereits eine Pumpe?

Absaugsysteme OHNE Pumpe enthalten alle unten aufgelisteten Elemente:

- **1 Polypropylen-Flasche (2 oder 4 l.) mit FastLock-Endstücken an der Kappe**
- **1 Membranfilter, 1 Belüftungseinsatz und 3 m Silikonschlauch (ø innen) 6 mm) + Schlauchbefestigungsclip auf FastLock**

und außerdem :

- **1 Flaschenhalter/-stand (2 oder 4 l.) inklusive**
- **1 Sauggriff mit Durhflussregulierer (Flow Control), und integriertem Standardadapter für Pasteur-Pipetten**

Andere Saugadapter werden separat verkauft.

Saugsystem ohne Pumpe

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
841081	Absaugsystem AK02 ohne Pumpe, Flasche 2 l.	**AA -**
841082	Absaugsystem AK04 ohne Pumpe, Flasche 4 l.	**AA -**

Zubehör & Adapter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
841092	Tube Set: Silikonschlauch 3 m (ø -innen 6 mm) + Filter	**AA -**
841088	Y-förmige Kupplung zum Aufteilen von Rohren	**AA -**
841089	Packung mit 3 Ersatz-Sicherheitsfiltern	**AA -**
841087	Zusätzlicher Befestigungsclip für Schlauch an FastLock-Endstücken	**AA -**
841093	Sauggriff mit Flow-Control-Rad *	**AA -**
841094	Einkanal-Saugadapter Edelstahl 60 mm	**AA -**
841095	Einkanal-Saugadapter Edelstahl 150 mm	**AA -**
841096	Einkanal-Saugadapter Edelstahl 200 mm	**AA -**
841097	Saugadapter für gelbe Pipettenspitzen	**AA -**
841098	Autoklavierbarer 8-Kanal-Absaugraum-Adapter für Mikrotiterplatten	**AA -**

* Der Sauggriff wird mit einem Adapter für Standard-Pasteurpipetten geliefert.

MiniVac-Saugsystem



- **Einfaches Filtersystem**
- **Funktioniert mit einem Vakuumtrichter oder einem Saugsystem**
- **Nicht autoklavierbar**

Lieferung komplett mit :

- 1 sterile Polystyrolflasche (Gammastrahlensterilisation), Fassungsvermögen 1 l, Maße (L x B) : 20 cm x 11 cm
- eine Kappe GL 45 mit 2 Anschlüssen für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5 mm
- Ein PETG-Ständer, Maße (L x H) : 20 cm x 8 cm
- 70 cm Silikonschlauch, 5 mm Innendurchmesser, Außendurchmesser 9,5 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
141272	Minivac-Absaugsystem	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
141273	Kappe 45 mm mit Minivac-Anschluss PP	**AA -**
141274	Halter für PETG-Minivac-Flasche	**AA -**
141275	Minivac-Flasche 1 l	**AA -**
141276	Kunststoffschlauch 700 mm	**AA -**