Vacusip-Überstand-Absaugsystem

- **Kompakt, ideal für den Einsatz auf dem Labortisch**
- **Eingebauter Akku**
- **Ideal zum Absaugen von kleinen Mengen bis zu 10 ml**
- **Leise integrierte Vakuumpumpe**
- **Stoppt die Pumpe, sobald ein Vakuum erreicht ist**
- **Schutz vor Verunreinigungen durch Luft und Flüssigkeiten dank hydrophobem Filter**
- **Autoklavierung aller Teile, die mit der Flüssigkeit in Berührung kommen,**
- **Große Auswahl an Endstücken erhältlich**
- **Integrierte Halterung für den Sauggriff am Vacusip**



TIPP

Geben Sie die Art. Nr.auf milian.com ein, um den Leitfaden für die beste Verfahrensweise bei der Entsorgung von flüssigen biologischen Abfällen zu finden

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
155502	Einkanaladapter Edelstahl 40 mm	AA -
155503	8-Kanal-Adapter Edelstahl 40 mm	AA -
155525	Einkanaladapter Edelstahl 280 mm	AA -
159026	Einkanaladapter mit Auswerfer für Einwegspitzen	AA -
159024	8-Kanal-Adapter mit Auswerfer für einwegspitzen	AA -
159040	Vacusip-Set bestehend aus: Griff, Silikonschlauch (1,2 m + 0,22 mm), 1 Filter	AA -
159020	Vacusip-Griff	AA -
159031	INTEGRA-Flasche aus Borosilikatglas, 500 ml blauer Standardverschluss	AA -
159035	Grüne Kappe mit Anschlüssen x 2	AA -
159032	Einwegflasche aus PP 500 ml x 10	AA -
004922	Filter 0,45 µm nicht steril	AA -
171023	Silikonschlauch 3 mm Länge 2,5 m	AA -
171033	Silikonschlauch 3 mm Länge 25 m	AA -

Geliefert mit :

- ein Saugsystem (mit Akkumulator, für die autonome Version Art. Nr. 159500) ;
- eine 500-ml-Flasche ;
- einen Griff aus Silikon ;
- ein Einkanaladapter aus Edelstahl 40 mm ;
- einen 8-Kanal-Edelstahladapter 40 mm ;
- einen Einkanaladapter aus Kunststoff für Einwegspitzen ;
- einen Silikonschlauch ;
- einen Filter ;
- einen Transformator.

VIDEO

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
159500	Vacusip Autonome-Version (mit Akkumulator)	AA -
159510	Vacusip	AA -

Vacuubrand BVC-Saugsysteme

- **Steuerung über Touchpanel**
- **Autoklavierbare Auffangflasche**
- **Automatische Vakuumregulierung: Die Pumpe schaltet sich ab, wenn das gewünschte Vakuum erreicht ist**
- **Zwei Griffe können mit dem optionalen Anschlusskit an ein Saugsystem angeschlossen werden**
- **Wird komplett mit VHC Pro Sauggriff geliefert**

VIDEO

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen

BVC pro

- **Flüssigkeitsstandsensor**
- **Routine zur Desinfektion des Saugrohrs**

Modell	BVC Control	BVC Control G	BVC Pro	BVC Pro G
Luftdurchsatz max (l/min)	11,6			
Endvakuum (mbar abs.)	100			
Sammelflasche	PP 4l	Glas 2l	PP 4l	Glas 2l
Füllstandsmelder			x	x
Maße (L x T x H)(mm)	408 x 194 x 500	408 x 194 x 430	408 x 194 x 500	408 x 194 x 430
Gewicht (kg)	7,3	7,7	7,3	7,7
Art. Nr.	**978019**	**978020**	**978021**	**978022**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



978021

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
978030	Verbindungsset für zweiten VHC-Griff für 4-l-PP-Flasche	AA -
978027	Verbindungsset für zweiten VHC-Griff für Glasflasche 2 l	AA -
978029	Schutzfilter der Pumpe 0,2 µm	AA -

Sauggriff VHC Pro

- **Durchgehende Schläuche, die Flüssigkeit kommt nicht mit dem Griff in Berührung**
- **Geliefert mit Wandhalterung**
- **Autoklavierbar**



978033

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
978033	Sauggriff VHC Pro	AA -
978053	Adapter für 200 µl Mikropipettenspitzen mit Ejektor	AA -
978054	8-Kanal-Adapter für 200 µl Mikropipettenspitzen mit Ejektor	AA -
978034	Tischhalterung für VHC Pro Griff	AA -



978034

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com