NEU

SafeVac-Absaugsystem



Ideal zum Absaugen von Zellkulturmedien und Überständen.

- **Füllstandssensor zur Verhinderung des Überlaufens**
- **Alle Zubehörteile sind autoklavierbar (Flaschen, Schlauch, Griff)**
- **Lieferung mit Pumpe, Flasche, Kappe, Griff, Schläuchen, Sensor und Saugspritze**

Volumen (l)	4
Ansaugen (mbar)	0-600
Sauggeschwindigkeit	1-15 ml / trocken
Maße B x T x H (mm)	180 x 240 x 450
Gewicht (kg)	3
Art. Nr.	**861142**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
861143	Flasche 4 l, Hals 83 B	**AA -**
861144	Einkanaladapter Durchmesser 1,5 mm, Länge 40 mm	**AA -**
861145	Einkanaladapter Durchmesser 1,5 mm, Länge 120 mm	**AA -**
861146	Einkanaladapter Durchmesser 2,5 mm, Länge 40 mm	**AA -**
861147	Einkanaladapter Durchmesser 2,5 mm, Länge 120 mm	**AA -**
861148	8-Kanal-Adapter Durchmesser 1,5 mm	**AA -**
861149	Einkanaladapter für 200 µl-Spitzen	**AA -**
861236	Einkanaladapter für 1000 µl-Spitzen	**AA -**
861150	8-Kanal-Adapter für 200 µl-Spitzen	**AA -**
861151	Hydrophober Filter 0,45 µm	**AA -**

E-Vac-, M-Vac- und HandEvac-Saugsystem



M-Vac



E-Vac



HandEvac



M-Vac mit Schnellverbindung



HandEvac komplett

- **2 Deckelmodelle: mit Anschlüssen, oder mit Füllstandssensor und Anschlüssen**
- **Mit 4-Liter-Flasche aus Polypropylen oder 3-Liter-Flasche aus Glas**
- **Kompakt**
- **Füllstandsmelder**
- **Visuelle Kontrolle durch LEDs**
- **Autoklavierbare Polypropylenflaschen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
141253	E-Vac-System mit PP-Flasche 4 l Deckel mit Anschlüssen	**AA -**
141254	E-Vac-System mit PP-Flasche 4 l Deckel mit Füllstandssensor und Anschlüssen	**AA -**
141255	Kit HandEvac manuell komplett	**AA -**
141256	Halterung für HandEvac	**AA -**
141257	8-Kanal-Adapter Edelstahl	**AA -**
141258	HandEvac manuell mit Einkanaladapter für Spitzen	**AA -**
141259	8-Kanal-Kunststoffsauger mit Ejektor für Spitzen	**AA -**
141260	Einkanal-Kunststoffadapter mit Auswerfer	**AA -**
141262	PP-Flasche 4 l Deckel mit Füllstandssensor und Anschlüssen	**AA -**
141263	PP-Flasche 4 l Deckel mit Anschlüsse	**AA -**
141264	PP-Flasche 4 l	**AA -**
141265	Edelstahl Halter M-Vac	**AA -**

HandEvac

- **Kompatibel mit E-Vac und M-Vac oder mit einem Standard-Absaugsystem**
- **Funktioniert mit einer großen Auswahl an Saugspitzen**
- **Sensortaste zur einfachen Steuerung der Saugleistung**