Digitale peristaltische Pumpe



VIDEO
Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen

- **Kompakt**
- **Mikroprozessorsteuerung**
- **Einstellen der Geschwindigkeit und Fliessrichtung**

Modell	MU-D01	MU-D02
Leistung	50 W	100 W
Geschwindigkeit/ Schritt	20 - 300 rpm / 1 rpm	5 - 600 rpm /1 rpm
Durchfluss	1,2 bis 1140 ml/min	0,3 bis 2280 ml/min
Einsatztemperatur	RT. bis + 40 °C	
Maße (L x B x H)	200 x 340 x 130 mm	
Material	Eisen	
Gewicht (kg)	5,7	
Spannung (V)	220	
Art. Nr.	**022105**	**022106**
CHF	**AA -**	**AA -**

Silikonschläuche - Länge 7,5 m

Art. Nr.	Innendurchmesser (mm)	Flussrate (ml/min) bei Geschwindigkeit von 6 bis 600 rpm	CHF
022107	0,8	0,36 bis 36	**AA -**
022108	1,6	1,3 bis 130	**AA -**
022109	3,1	4,8 bis 480	**AA -**
022110	4,8	10 bis 100	**AA -**
022111	6,4	17 bis 1700	**AA -**
022112	7,9	23 bis 2300	**AA -**

Programmierbare peristaltische Pumpe Dose It P910



VIDEO
Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen

- **Kostengünstig**
- **Ultrapräzise in einem Volumenbereich von 0,1 ml bis 9999 ml**
- **Schnell dank einer umfassenden Auswahl an Röhrchen von 1 mm bis 8 mm**
- **Kompakt und leicht**
- **Vollständig programmierbar (20 Programme) für alle Dosierungen**
- **Vollständig autoklavierbare Röhrchen und Kanülen**
- **Fußschalter, um die Hände frei zu haben, oder Tischschalter**
- **Anpassbares Protokoll mit seriellen Schritten: Rampen, serielle Verdünnungen...**
- **RS-232-Anschlüsse zum Drucken und zur Datenübertragung**

Programmierbare peristaltische Pumpe einschließlich :
- 4 mm Silikonschlauch 2,5 m ;
- eine 10 cm lange Dosier-/Absaughülse aus Edelstahl (ein gezacktes Ende) ;
- 2 Absaug-/Dosierhülsen 35 cm ;
- Schlauchschelle

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
171000	Peristaltische Pumpe Dose It P910	**AA-**

Silikonschläuche

Art. Nr.	ø Schlauch (mm)	Nenndurchfluss (ml/min)	Schlauchlänge (m)	CHF
171021	1	0,6 - 52	2,5	**AA -**
171022	2	2,1 - 203	2,5	**AA -**
171023	3	4,8 - 475	2,5	**AA -**
171024	4	8,4 - 837	2,5	**AA -**
171026	6	16 - 1634	2,5	**AA -**
171028	8	25 - 2488	2,5	**AA -**

Saughülse aus Edelstahl

Art. Nr.	ø Schlauch (mm)	Länge (cm)	CHF
171051	1	10	**AA -**
171052	2	10	**AA -**
171053	3	10	**AA -**
171054	4	10	**AA -**
171056	6	10	**AA -**
171058	8	10	**AA -**
171064	4	35	**AA -**
171066	6	35	**AA -**
171068	8	35	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060316	Fußschalter	**AA -**
171090	Set mit doppeltem Pumpenkopf	**AA -**
171088	Schlauchset für doppelten Pumpenkopf (ø 8 mm)	**AA -**
171077	5 Pipettenkonnektoren	**AA -**
171081	Schalter für den Labortisch	**AA -**
171091	Galgen mit Arm zur Befestigung des Schlauchs	**AA -**