Chemikalienbeständige Vakuumpumpen

- **Für Vakuumfiltration, Lösungsmittelreinigung, SPE, Rotationsverdampfer**
- **Alle Teile, die mit der angesaugten Luft in Berührung kommen, bestehen aus PTFE für eine hohe chemische Beständigkeit**
- **funktionieren ohne Öl, brauchen keine Wartung**
- **Automatische Abschaltung bei Überhitzung und Wiederaufnahme des Saugvorgangs nach Abkühlung**
- **Die Chemker 411-Pumpe ist mit einer Feuchtigkeitsfalle und einem Hahn zur Regulierung des Vakuums ausgestattet**

Chemker 300



Chemker 411



Modell	Chemker 300	Chemker 400	Chemker 410	Chemker 411
Vakuum (mbar abs.)	120		14	
Max. Durchfluss (l/min)	18	33	18	
Sauganschluss (mm)	8			
Geräuschpegel (dB)	50			
Maße L x B x H (cm)	20,3 x 11,2 x 20,9	26,7 x 11,2 x 18,1	26,2 x 14,8 x 18,2	26,2 x 23,6 x 19,3
Gewicht (kg)	5,0	7,0		7,4
Art. Nr.	**886070**	**886071**	**886072**	**886073**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Rocker-Vakuumpumpen

- **Für Entgasung, Vakuumfiltration, Luftprobenahme**
- **Mit Vakuumeinstellungssystem**
- **Ölfreie, wartungsfreie Kolbenpumpen**
- **Schutzsystem gegen das Eindringen von Flüssigkeit in die Pumpe (außer Modelle 800 und 810)**
- **Partikelfilter am Lufteinlass (und am Auslass bei den Modellen 430 und 600)**
- **Automatische Abschaltung bei Überhitzung und Wiederaufnahme des Saugvorgangs nach Abkühlung**



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen



886074



886082



886081



886075

Modell	Rocker 300	Rocker 400	Rocker 410	Rocker 430	Rocker 800	Rocker 801	Rocker 810	Rocker 811	Rocker 300DC*
Vakuum (mbar abs.)	106		33	173	120		33		146
Max. Durchfluss (l/min)	20	34	20	28	80	68	50	40	25
Maximaler Druck (psi)	-	-	-	80	-	-	-	-	-
Max. Leistung (W)	60	80		125	200				35
Sauganschluss (mm)	8				10				8
Geräuschpegel (dB)	50	52			68				50
Maße (L x B x H)(cm)	26,8 x 13,5 x 20,4	31 x 13,5 x 20,4		24,7 x 23,5 x 20,4	34,5 x 17,5 x 20				26,8 x 13,5 x 20,4
Gewicht (kg)	4,1	5,2	5,2	5,5	7,6	7,9	7,6	7,9	3,5
Art. Nr.	**886074**	**886076**	**886077**	**886082**	**886078**	**886079**	**886080**	**886081**	**886075**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Stromversorgung: 12 V kontinuierlich

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com