Laboport®-Vakuumpumpen

- 100% ölfrei
- Wartungsfrei
- Schalten Sie die Pumpenköpfe in Reihe für ein höheres Vakuum oder parallel für einen höheren Durchsatz
- Zur Verwendung mit Rotationsverdampfern, Gel-Trocknern, Vakuumtrockenschränken und Filtern





Vakuumpumpen für neutrale Gase

- Für einfache Filtrations- und Trocknungsanwendungen, bei denen die chemische Beständigkeit nicht wesentlich ist

Modell	N 86KN.18	N 035.1.2AN.18
Durchfluss bei P. atm (l/min)	6	55
Endvakuum (mbar abs)	100	100
Betriebsdruck (bar)	2,4	4
Anschluss Ø (mm)	4	9
Anzahl Köpfe	1	2 (parallel)
Material des Pumpenkopfes	PPS	Aluminium
Material der Membran	EPDM	CR
Material des Ventils	FPM	Edelstahl
Maße (L x T x H) (mm)	164 x 141 x 90	294 x 222 x 250
Gewicht (kg)	1,9	11,3
Art. Nr.	**046202**	**046212**
CHF	**AA -**	**AA -**



Serien 810, 820 und 840

Vakuumpumpen für korrosive Gase

- Langlebig, vollständig aus PTFE für erhöhte chemische Beständigkeit

Modell	N 840FT.18	N 810.3FT.18	N 820.3FT.18	N 840.3FT.18	N 842.3FT.18
Durchfluss bei P. atm (l/min)	34	10	20	34	
Endvakuum (mbar abs)	10	8			2
Anschluss Ø (mm)	10				
Anzahl Köpfe	1	2 (Reihe)			
Material des Pumpenkopfes	PTFE				
Material der Membran	PTFE				
Material des Ventils	FFPM				
Maße (B x T x H)(mm)	297 x 171 x 226	281 x 140 x 187	312 x 154 x 207	341 x 166 x 266	341 x 167 x 223
Gewicht (kg)	10,3	6,9	9,3	12,6	13,4
Art. Nr.	**046209**	**046207**	**046203**	**046210**	**054607**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Pumpengruppe für Rotationsverdampfer

- Mit intelligenter Vakuumregelung, die sich kontinuierlich an den Siedepunkt jedes in einer Mischung enthaltenen Lösungsmittels anpasst
- Fernbedienungssteuerung für die Bedienung von außerhalb einer chemischen Abzugshaube



Modell	SC 920
Durchfluss bei P. atm (l/min)	20
Endvakuum max.(mbar abs)	2
Anschluss Ø (mm)	-
Anzahl Köpfe	-
Material des Pumpenkopfes	PPS
Material der Membran	PTFE
Material des Ventils	FFPM
Maße (L x T x H) (mm)	366 x 294 x 423
Gewicht (kg)	15,2
Art. Nr.	**046363**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
046500	Vakuumschlauch für Anschlüsse Ø 4 mm Norprene Länge 1 m	**AA -**
046501	Vakuumschlauch für Anschlüsse Ø 6 - 10 mm Norprene Länge 1 m	**AA -**
054595	Vakuummeterventil zur Einstellung des Vakuums	**AA -**