Versiegelungsgerät 305-C

- Zum Versiegeln von Kunststoffen und anderen thermoplastischen Materialien bis zu einer Dicke von 0,4 mm
- Sehr einfach zu verwenden: drücken und dann versiegeln
- Manuelles Schneiden
- Lieferung mit 2 Widerständen, 2 Teflonabdeckungen und einer Klinge
- Maximale Versiegelungslänge : 300 mm
- Versiegelungsbreite : 5 mm
- Sofortige Versiegelung zwischen 0,2 und 1,3 Sekunden
- H x B x T: 190 x 480 x 82 mm
- Verbrauch : 1.100 W
- Gewicht: 5,2 kg



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068642	Versiegelungsgerät 305-C	AA -

Versiegelungsgerät für Sterilisationsbeutel

- Druckschweißen
- Breite des Siegels : 12 mm
- Max. Länge der Schweißnaht : 300 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- Maße 17,5 x 47 x 35 cm
- Verbrauch : 100 W



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068587B	Versiegelungsgerät für Sterilisationsbeutel	AA -

Automatisches Versiegelungsgerät für zu sterilisierende Beutel

Für Polypropylen-/Polyesterbeutel mit steriler Papierunterlage. Gemäß DIN 58953.

- Aus epoxybeschichtetem Metall
- Aufheizzeit : 4 min.
- Breite des Siegels : 10 mm
- Geschwindigkeit der Versiegelung : 6 m/min.
- Abnehmbare Taschenauflageplatte aus Edelstahl AISI 304
- Gewicht: 13 kg
- Verbrauch : 400 W
- Leuchtschalter zum Einschalten der Heizung
- Leuchtschalter zum Einschalten des Motors
- Lampe, die den Beginn der Versiegelung signalisiert
- Seitenthermostat des Temperaturreglers



Art. Nr.	Bezeichnung	Außenmaße (H x B x T)	CHF
068589B	Automatische Versiegelungsgerät	16 x 48 x 26 cm	AA -



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com