
Jenway-Spektralphotometer der Serien 74 und 76



- **Einstrahl-Spektralphotometer**
- **Bildung und routinemäßige Qualitätskontrolle**
- **von 7'' Farb-Touchscreen**
- **Intuitive Schnittstelle**
- **Standardprogramme,**
- **Berechnung der Konzentration**
- **Quantifizierung (bis zu 20 Standards)**
- **Scannen von Spektren (Intervalle 1, 2, 5 oder 10 nm)**
- **Kinetik**
- **Mehrere Wellenlängen (bis zu 4)**
- **Große Auswahl an leicht austauschbarem Zubehör**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
002112	Externer Drucker (Akku und Netzkabel UK, EU, US)	**AA -**
001652	Küvettenhalter lang verstellbar 10 bis 100 mm	**AA -**
001771	Halter für Mikroküvetten mit kleiner Öffnung	**AA -**
001856	Halter für Küvette/Teströhrchen	**AA -**
491385	Automatischer 8-Küvetten-Passierer	**AA -**

Modelle	7410	7415	7615
Wellenlängenbereich	320 bis 1000 nm	198 bis 1000 nm	
Bandbreite	5 nm		1,5 nm
Genauigkeit Wellenlänge	+/- 2 nm		
Reproduzierbarkeit	+/- 1 nm		+/- 0,5 nm
Absorption	-0,3 bis 2,5 A		
Genauigkeit der Absorption	+/- 0,01 bis 1 A		
Detektor	Silizium-Photodiode		
Lampe	Wolfram	Xenon	
Interner Speicher	10 Go		
Ausgänge	2 UBS Typ 1, 1 USB Typ B RJ45		
Maße (mm)	280 x 500 x 156		
Gewicht	9 kg		
Küvettenhalter	1 Küvette 10 x 10 mm		
Garantie	3 Jahre		
Art. Nr.	**491383**	**491384**	**491396**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

UVISCO-Spektralphotometer Serie 1100/1200



- **Einstrahl-Spektralphotometer**
- **LCD-Bildschirm - Auflösung 128 x 64 Pixel**
- **Manueller 4-Küvetten-Passierer 10 mm**
- **Großes Fach: optischer Strahlengang von 5 bis 100 mm**
- **Wolfram-Deuterium-Lampen**
- **Empfänger Siliziumdiode**
- **Empfohlene Anwendungsbereiche: Routineanalysen, Bildung und Qualitätskontrolle**

Modell	V-1100D	UV-1100	V-1200	UV-1200
Wellenlänge (nm)	325 bis 1000	200 bis 1000	325 bis 1000	200 bis 1000
Bandbreite	4 nm			
Genauigkeit der Wellenlänge	+/-2 nm			
Reproduzierbarkeit	1 nm		0,8 nm	
Stabilität bei 500 nm	+/-0,004 A/h	+/-0,002 A/h		
Absorption	- 0,3 bis 3,0 A			
Speicher	-	50 Datensätze (Standardkurven)		
Ausgang	USB und paralleler Anschluss (Drucker)			
Maße (mm)	480 x 360 x 160	472 x 370 x 180		
Gewicht (kg)	10	14	12	14
Art. Nr.	**019101**	**019100**	**019103**	**019102**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
019122	Automatischer Passierer 8 Küvetten	**AA -**
019124	Wassertankhalter - 1 Position	**AA -**
019125	Wassertankhalter - 4 Positionen	**AA -**

* Weiteres Zubehör erhältlich, bitte kontaktieren Sie uns.