SteriMax Smart Sterilisator



- Aus Edelstahl mit einer Beschichtung aus wärmeisolierendem Sicherheitsglas
- Innenlampe aus Spezialquarz, leicht zu reinigen
- Benötigt keine Aufwärmzeit
- Infrarot-Sensor für den Start
- Zwei Benutzerprofile für die Einstellung der Temperatur und der Sterilisationszeit
- Thermocontrol-Technologie für geringe Wärmeableitung
- Garantie: 2 Jahre

Sterilisationstemperatur (°C)	750 - 1000
Heizleistung (W)	600
Innenmaße Lampe Ø x B (mm)	16 x 112
Maße L x T x H (mm)	110 x 170 x 180
Gewicht (kg)	1,8
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse	IP 20
Art. Nr.	**788000**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
788001	Ersatz-Innenlampe aus Quarz	**AA -**
788002	Edelstahlrack mit 3 Plätzen zur seitlichen Befestigung	**AA -**
788003	Sterilisationsrack für Instrumente	**AA -**

Strahlungssterilisator „Sterilbio“



Sterilisiert effektiv Ösen, Nadeln, Kulturröhrchen und kleine Instrumente, indem es alle organischen Stoffe innerhalb von 5/8 Sekunden bei einer Temperatur von 900 °C zerstört.

- Konstruiert mit hochwertigen Keramikelementen und Innenrohr aus Quarz
- Benötigt keinen Sauerstoff und kann in anaeroben Umgebungen verwendet werden
- Beseitigt Probleme mit Aerosolen
- Verhindert bakterielle Kontamination
- Inklusive Seitenständer mit 4 Aufnahmen für Kolle-Griffe, Nadeln, Lanzetten, Sezierpinzetten etc
- Außenmaße : 20 x 13 x 18 cm (H x B x T)
- ø x l Innenrohr : 1,4 x 15 cm
- Verbrauch : 110 W
- Gewicht: 1,5 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068586	Sterilisator/Inkubator mit Strahlung "Sterilbio"	**AA -**

Poupinel Sterilisator mit trockener Hitze



Für die schnelle Sterilisation von verschiedenen Instrumenten.

- Innenseite aus Edelstahl AISI 304
- Aufklappbarer Deckel
- Ausziehbarer Korb mit Greifzangen
- Temperatur einstellbar von 100 °C bis 250 °C
- Ausgestattet mit Hauptschalter, Netzanzeige, Timer von 0 bis 120 Min
- Innenmaße (L x T x H): 25 x 12 x 6,5 cm
- Außenmaße (L x T x H): 31 x 20 x 15 cm
- Verbrauch 300 W / Gewicht 4 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
341071	DRYTHERM II Poupinel Sterilisator mit trockener Hitze	**AA -**

UV-Box Dekontaminationskammer



- Hochintensive UV-Lampen 254 nm
- Einstellbarer Timer 0 - 60 min
- Innenwände aus rostfreiem Stahl mit antimikrobieller Oberflächenbehandlung
- UV-geschütztes Sichtfenster
- Sicheres Schließsystem, mit Schlüssel

Außenmaße B x T x H (mm)	387 x 521 x 483
Gewicht (kg)	16
Wellenlänge (nm)	254
Röhrchen	3 x 60 Watt
Stromversorgung	220 V / 50 Hz
Art. Nr.	**231201**
CHF	**AA -**