Tragbare UV-Lampen mit Filter

- Vollständige Palette mit einfacher oder doppelter Wellenlänge
- Lampen von 4 bis 15 W

Consort



Art. Nr.	Modell	Doppelte Wellenlänge	Intensität µW/cm²	Röhrchen	Wellenl. (nm)	(L x B x H) (mm)	CHF
324014	E2105	Nein	710	1 x 6W	254 nm	200 x 85 x 60	AA -
324016	E2107	ja	400/610	2 x 6W	254/365 nm	200 x 85 x 60	AA -
324020	E2111	Nein	730	1 x 15W	254 nm	500 x 85 x 60	AA -
324021	E2112	Nein	1000	1 x 15W	312 nm	500 x 85 x 60	AA -
324022	E2113	Nein	2300	2 x 15W	365 nm	500 x 85 x 60	AA -
324023	E2114	Nein	1780	2 x 15W	254 nm	500 x 85 x 60	AA -
324024	E2115	Nein	3000	2 x 15W	312 nm	500 x 85 x 60	AA -
324025	E2116	ja	930/1350	2 x 15W	254/365 nm	500 x 85 x 60	AA -
324026	E2117	ja	1800/1350	2 x 15W	312/365 nm	500 x 85 x 60	AA -
324027	E2118	ja	930/1800	2 x 15W	254/312 nm	500 x 85 x 60	AA -

Lampenhalterungen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
324065	Halterung für 4- und 6-Watt-Lampen	AA -
324066	Halterung für 15-Watt-Lampe	AA -

Tragbare UV-Lampen

- Schnurlose Lampen mit Lithium-Akku (DC 12v)
- Ergonomisch und leicht
- Einfache oder doppelte Wellenlänge
- Automatische Abschaltung der Lampe bei Überschlag (je nach Modell)
- 3 Stunden Akkulaufzeit (Dauergebrauch)
- Ladegerät für den Akku im Lieferumfang enthalten



Wellenlänge (nm)	Größe des UV-Emissionsfensters (mm)	Anzahl der UV-Lampen	Maße (L x B x H) (mm)	Modell mit automatischer Abschaltung		Standardmodell	
				Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
254	150 x 50	2	88 x 415 x 60	972003	AA -	972000	AA -
365		2		972004	AA -	972001	AA -
254 und 365		2 (1 + 1)		972005	AA -	972002	AA -

Batteriebetriebener LED-Mini-Tisch

- Platzsparend, kann in einer Schublade aufbewahrt werden
- Das LED-Licht bleibt kühl, hat eine lange Lebensdauer (10.000 h) und einen geringen Energieverbrauch
- Sichtsfenster : 125 x 100 mm, perfekt für das schnelle Screening von 96-Well-Platten, Petrischalen, Elektrophoresegel, Objektträgern
- Inklusive 1,5 V AAA-Batterien
- Maße: 58 x 150 x 14 mm



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
320645	LED-Mini-Tisch	AA -

Standard-Negatoskope

- Bildschirmstruktur aus hochfester Aluminiumlegierung
- Ecken durch eine mit ABS beschichtete Stahlplatte geschützt
- Bildschirm aus Methacrylpolymer
- Innen- und Außenseite des Bildschirms sind mit einem antistatischen Spritzpulver beschichtet
- Einfaches System zur Befestigung von Radios
- Kann aufgestellt oder an einer Wand befestigt werden
- Spannung/Frequenz : 220 V/50-60 Hz



Art. Nr.	Anzahl Bereiche	Maße Bildschirm (cm)	Außenmaße (cm)	CHF
715007	1	36 x 43,5	61 x 50 x 15,5	AA -
715014	2	72 x 43,5	80 x 56 x 10	AA -
711921	3	108 x 43,5	116 x 58 x 12	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com