## Traitement Corning® ULA (Ultra-Low Attachment)

- Les surfaces Ultra-Low Attachment (ULA) disposent d'une couche d'hydrogel qui minimise l'attachement cellulaire, l'absorption des protéines et l'activation enzymatique (la surface est non cytotoxique, biologiquement inerte, et non dégradable)
- Stériles

### Applications

- La formation en 3D de sphéroïdes
- Le maintien de cellules en suspension
- Prévenir la différenciation des cellules souches
- Prévenir la division des cellules adhérentes



### Les plaques

| Référence | Nombre de puits | Coloris | Traitement | Type de fond | Unités/ sachet | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **003471** | 6 | Transparent | ULA | Plat | 1 | 24 | **NC -** |
| **003473** | 24 | Transparent | ULA | Plat | 1 | 24 | **NC -** |
| **007007** | 96 | Transparent | ULA | Rond | 1 | 24 | **NC -** |
| **003474** | 96 | Transparent | ULA | Plat | 1 | 24 | **NC -** |
| **004588** | 384 | Noir | ULA | Plat-Transparent | 20 | 100 | **NC -** |


### Les flacons

| Référence | Type de flacon | Type de bouchon | Traitement | Unités/ sachet | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **004616B** | 25 cm² | Filtrant | ULA | 5 | 25 | **NC -** |
| **003814** | 75 cm² | Filtrant | ULA | 4 | 24 | **NC -** |
| **003303** | CellSTACK® 1 Etage 636 cm² | Filtrant | ULA | 1 | 8 | **NC -** |

### Les boîtes de Petri

| Référence | Diamètre (mm) | Traitement | Unités/ sachet | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|
| **003261** | 60 | ULA | 5 | 20 | **NC -** |
| **004615B** | 100 | ULA | 8 | 40 | **NC -** |

## Traitement Corning® ULA et un design spécifique pour sphéroïdes




- Une seule plaque pour toutes les étapes (culture et tests), aucune manipulation ou transfert délicat de sphéroïdes requis
- Puits à fond rond optiquement clair
- Ultra-Low Attachment : traitement de surface à très faible adhérance cellulaire
- Géométrie unique des puits, pour une croissance reproductible de puits à puits des cultures 3D
- Stériles

| Référence | Nombre de puits | Traitement | Coloris | Type de fond | Unités/ sachet | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **004520** | 96 | ULA | Noir | Rond-Transparent | 10 | 50 | **NC -** |
| **004515** | 96 | ULA | Noir | Rond-Transparent | 1 | 5 | **NC -** |
| **003830** | 384 | ULA | Noir | Rond-Transparent | 10 | 50 | **NC -** |
| **003830BC** | 384 | ULA | Noir | Rond-Transparent | 10 | 50 | **NC -** |
| **004516** | 384 | ULA | Noir | Rond-Transparent | 1 | 5 | **NC -** |
| **004637** | 1536 | ULA | Noir | Rond-Transparent | 1 | 5 | **NC -** |
| **004527** | 1536 | ULA | Noir | Rond-Transparent | 10 | 50 | **NC -** |