

Technologie Corning® ELPLASIA® pour la production en masse de sphéroïdes

- **Permet la production en masse de sphéroïdes de tailles uniformes pour l'étude *in vivo* de tumeurs ou le screening de molécules anti-cancéreuses**
- **Deux géométries de puits : rond (pour la formation et l'expansion de sphéroïdes) ou carré (plus approprié pour l'analyse d'image)**
- **Le fond des puits présente des micro-cavités permettant la formation de plusieurs sphéroïdes par puits ; jusqu'à 15 796 sphéroïdes pour 1 puits**
- **Traitement ULA ou PLASMA selon les modèles**
- **Livrées avec couvercle**
- **Emballage unitaire**
- **Stériles**



Microplaque ULA à puits ronds



Microplaque Plasma à puits carrés

Référence	Nombre de puits	Traitement	Coloris	Type de fond	Nombre moyen de sphéroïdes/puits	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Puits ronds								
004440	6	ULA	Noir	Plat-Transparent	2 885	1	5	**NC -**
004441	24	ULA	Noir	Plat-Transparent	554	1	5	**NC -**
004442	96	ULA	Noir	Plat-Transparent	79	1	5	**NC -**
Puits carrés								
004444	6	PLASMA	Noir	Plat-Transparent	15 796	1	5	**NC -**
004445	24	PLASMA	Noir	Plat-Transparent	2 934	1	5	**NC -**
004446	96	PLASMA	Noir	Plat-Transparent	475	1	5	**NC -**
004447	384	PLASMA	Noir	Plat-Transparent	137	1	5	**NC -**

Plaques Corning® coatées MATRIGEL® 3D

- **Plaques de culture coatées avec du Matrigel® qualifié pour la 3D**
- **Idéales pour les études de screening sur sphéroïdes, organoïdes, ou tumoroïdes**
- **Améliorent la répétabilité et la précision des analyses en 3D**



Référence	Nombre de puits	Traitement	Coloris	Type de fond	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
356259	96	Matrigel® sans rouge de phénol	Noir	Plat-Transparent	1	1	**NC -**
356256	384	Matrigel® sans rouge de phénol	Noir	Plat-Transparent	1	5	**NC -**
356257	384	Matrigel® sans rouge de phénol	Blanc	Plat-Transparent	1	5	**1956NC -**
356258	384	Matrigel® sans rouge de phénol	Blanc	Plat-Transparent	1	1	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com