Corning® Matrigel®

- **Membrane basale extraite d'un sarcome de souris (EHS) : riche en protéines de la matrice extracellulaire (laminine, collagène IV, entactine) et en facteurs de croissance**
- **Favorise l'attachement et la différenciation de nombreuses cellules normales ou transformées (hépatocytes, neurones, épithéliales, endothéliales...)**
- **Sous forme de gel, favorisant la culture en 3D ou permettant de mesurer l'invasivité de cellules tumorales**
- **LDEV Free**
- **Testé négatif à la présence de bactéries, champignons et mycoplasmes**
- **Stabilité du gel testé sur 14 jours à 37 °C**



Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
356255	Matrigel qualifié pour la culture des organoïdes, sans rouge de phénol	10 ml	NC -
354277	Matrigel qualifié pour les cellules souches embryonnaires humaines (hESC)	5 ml	NC -
356234	Matrigel avec concentration en protéines standard	5 ml	NC -
354234	Matrigel avec concentration en protéines standard	10 ml	NC -
356235	Matrigel avec concentration en protéines standard	50 ml	NC -
354248	Matrigel avec une haute concentration en protéines	10 ml	NC -
356237	Matrigel avec concentration en protéines standard, sans rouge de phénol	10 ml	NC -
354262	Matrigel avec une haute concentration en protéines, sans rouge de phénol	10 ml	NC -
356230	Matrigel avec concentration en protéines standard, réduit en facteurs de croissance	5 ml	NC -
354230	Matrigel avec concentration en protéines standard, réduit en facteurs de croissance	10 ml	NC -
354263	Matrigel avec une haute concentration en protéines, sans rouge de phénol, réduit en facteurs de croissance	10 ml	NC -
356231	Matrigel avec concentration en protéines standard, sans rouge de phénol, réduit en facteurs de croissance	10 ml	NC -

Corning® Matrigel® Dissociation


Solutions de détachement des cellules du Matrigel®.



Référence	Désignation	Quantité	CHF
354235	Dispase	100 ml	NC -
354253	Cell Recovery solution, non enzymatique	100 ml	NC -

Solutions Corning® PURAMATRIX™

- **Peptide d'hydrogel synthétique**
- **Composé d'acides aminés standard purifié 1 % (p/v) et 99 % d'eau**
- **Gel transparent compatible avec des applications microscopiques**
- **Exempt de composés animaux et pathogènes**
- **Testé négatif bactéries et mycoplasmes**



Référence	Volume	CHF
354250	5 ml	NC -

Solutions Corning® 3D Clear pour transpariser les cultures 3D



- **La solution pour améliorer vos images et l'analyse de vos structures 3D**
- **Permet de visualiser toute la structure des sphéroïdes, jusqu'à 500 µm d'épaisseur**
- **Caractérisation complète du modèle 3D, permettant un criblage plus précis en visualisant le cœur de la structure**

Avantages :

- Rapide transparence des tissus
- Aucun équipement spécial requis
- 3 à 4 fois plus de cellules détectées
- Compatible avec les plaques Corning à fond plat ou fond rond pour sphéroïdes
- Compatible avec les analyses par fluorescence, immunofluorescence et de nombreux marqueurs

Référence	Désignation	Quantité	CHF
005730	Corning 3D, kit de démarrage, réactif de nettoyage, anticorps, tampons de blocage, de pénétration et de lavage	1	NC -
005731	Corning 3D, réactif de nettoyage des tissus	10 ml	NC -
005732	Corning 3D, réactif de nettoyage des tissus	30 ml	NC -
005733	Corning 3D, réactif de nettoyage des tissus	100 ml	NC -
005738	Corning, tampon de pénétration	30 ml	NC -
005739	Corning, tampon de pénétration	100 ml	NC -
005734	Corning, tampon anticorps	30 ml	NC -
005735	Corning, tampon anticorps	100 ml	NC -
005737	Corning, tampon de blocage	100 ml	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com