
Inserts ThinCert™ Greiner Bio-One



Boîte distributrice

DNase RNase | ADN humain | Cyto-toxique | Pyro-gènes

- Inserts suspendus pour microplaques 6, 12 et 24 puits
- Porosité de 0,4 µm, 1 µm, 3 µm, 8 µm
- Constitués d'une cupule en polystyrène haute transparence et d'une membrane capillaire poreuse en PET
- Membrane possédant un traitement physique en surface pour optimiser l'adhérence et la croissance cellulaire
- Pores possédant un diamètre homogène, pour des échanges efficaces entre les compartiments et des tests reproductibles
- Possibilité d'excentrer l'insert facilement pour un pipetage aisé sans risque de contamination
- Certifiés classe VI USP
- Transparents : densité de pores moyenne / translucides : densité de pores élevée
- Stérilisés par irradiation
- Livrés sous blisters individuels avec la quantité de microplaques correspondantes

Référence	Désignation	Type de membrane	Matière de la membrane	Unités/ carton	CHF/ carton
Porosité 0,4 µm					
657640	Inserts individuels avec plaque 6 puits	Translucide	PET	24	**NC -**
657641	Inserts individuels avec plaque 6 puits	Transparent	PET	24	**NC -**
665640	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Translucide	PET	48	**NC -**
665641	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Transparent	PET	48	**NC -**
662640	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Translucide	PET	48	**NC -**
662641	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Transparent	PET	48	**NC -**
Porosité 1 µm					
657610	Inserts individuels avec plaque 6 puits	Transparent	PET	24	**NC -**
665610	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Transparent	PET	48	**NC -**
662610	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Transparent	PET	48	**NC -**
Porosité 3 µm					
657631	Inserts individuels avec plaque 6 puits	Translucide	PET	24	**NC -**
657630	Inserts individuels avec plaque 6 puits	Transparent	PET	24	**NC -**
665631	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Translucide	PET	48	**NC -**
665630	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Transparent	PET	48	**NC -**
662631	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Translucide	PET	48	**NC -**
662630	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Transparent	PET	48	**NC -**
Porosité 8 µm					
657638	Inserts individuels avec plaque 6 puits	Translucide	PET	24	**NC -**
665638	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Translucide	PET	48	**NC -**
662638	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Translucide	PET	48	**NC -**

Accessoires spéciaux

Plaques ThinCert™ profondes pour les cultures longues sans changement de milieu.

Référence	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
657110	Plaque réceptrice Deepwell PS transparent pour les inserts individuels 6 puits	1	50	**NC -**
665110	Plaque réceptrice Deeepwell PS transparent pour les inserts individuels 12 puits	1	60	**NC -**



Guide d'application disponible en ligne

