Inserts Merck Millipore®





Chambre de culture Millicell

- Différents types de membranes Biopore (PTFE), MF (Ester cellulose), Isopore (PC)
- Inserts à membrane destinés aux plaques 6 puits ou 24 puits
- Améliorent la différenciation cellulaire
- Élargissent les possibilités d'analyses
- Stériles

Inserts individuels Millicell pour plaques de culture 6, 12 ou 24 Puits

- Membrane en PET pour une meilleure visualisation des cellules
- Géométrie excentrée pour faciliter l'accès au compartiment basolatéral
- Parois hautes : augmentent la capacité de l'insert et limite les risques de débordement
- Emballage individuel sous blister, sans plaque
- Les inserts 24 puits sont uniquement utilisables avec les plaques Millicell-24

Inserts solidaires Millicell en plaques 24 ou 96 puits

- Membranes en PET ou PCF (polycarbonate)
- Transparence optique des membranes pour une visualisation aisée des cellules
- Bordures des puits réhaussées pour un scellage optimal par adhésif
- Large surface des membranes
- Design unique : canal de pipetage, accès indépendant au compartiment basal

Référence	Désignation	Type de membrane	Matière de la membrane	Unités/ carton	CHF/ carton
Porosité 0,4 µm					
051707B	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Translucide	PET	48	**479,50 -**
051706B	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Translucide	PET	48	**451,10 -**
236178	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Translucide	PET	48	**NC -**
051720	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et 2 plaques réceptrices (1 monopuits et une 24 puits)	Transparente	PCF	1	**210,80 -**
051721	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et plaque réceptrice monopuits	Transparente	PCF	5	**858,30 -**
053711	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Transparente	PCF	1	**659,85 -**
053713	Plaque 96 puits d'inserts solidaires et plaque réceptrice (1 de 96 puits)	Transparente	PCF	5	**3159,75 -**
053714	Plaque 96 puits d'inserts solidaires et 1 plaque monopuits	Transparente	PCF	5	**3058,15 -**
044001	Chambre de culture pour plaque 24 puits	Translucide	PTFE	50	**518,40 -**
044002	Chambre de culture pour plaque 6 puits	Translucide	PTFE	50	**682 -**
044003	Chambre de culture pour plaque 6 puits, culture organotypique (5 mm de haut)	Translucide	PTFE	50	**709,75 -**
044004	Chambre de culture pour plaque 24 puits	Translucide	Ester cellulose	50	**466,60 -**
044005	Chambre de culture pour plaque 6 puits	Translucide	Ester cellulose	50	**633,10 -**
044010	Chambre de culture pour plaque 24 puits	Translucide	PC	50	**516,05 -**
044011	Chambre de culture pour plaque 6 puits	Translucide	PC	50	**691,45 -**
Porosité 1 µm					
051710B	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Transparente	PET	48	**479,50 -**
051709B	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Transparente	PET	48	**451,10 -**
051708B	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Transparente	PET	48	**420,80 -**
051722	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et 2 plaques réceptrices (1 monopuits et 1 de 24 puits)	Transparente	PET	1	**210,90 -**
051723	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et plaque réceptrice (1 monopuits)	Transparente	PET	5	**881,75 -**
053712	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Transparente	PET	1	**685,80 -**
053715	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Transparente	PET	5	**3074,35 -**
Porosité 3 µm					
051713B	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Translucide	PET	48	**479,50 -**
051712B	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Translucide	PET	48	**451,10 -**
051711B	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Translucide	PET	48	**420,80 -**
053854	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et 2 plaques réceptrices (1 monopuits et 1 de 24 puits)	Transparent	PCF	1	**206,55 -**
053965	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et plaque réceptrice (1 de 24 puits)	Transparent	PCF	5	**887,60 -**
044012	Chambre de culture pour plaque 24 puits	Translucide	PC	50	**528,70 -**
Porosité 5 µm					
051716B	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Translucide	PET	48	**479,50 -**
051715B	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Translucide	PET	48	**451,10 -**
051714B	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Translucide	PET	48	**420,80 -**
053962	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et 2 plaques réceptrices (1 monopuits et 1 de 24 puits)	Transparent	PCF	1	**206,55 -**
053963	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et plaque c (1 de 24 puits)	Transparent	PCF	5	**887,60 -**
Porosité 8 µm					
051719B	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Translucide	PET	48	**479,50 -**
051718B	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Translucide	PET	48	**451,10 -**
236179	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Translucide	PET	48	**NC -**
053960	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et 2 plaques réceptrices (1 monopuits et 1 de 24 puits)	Transparent	PCF	1	**206,55 -**
053961	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et plaque réceptrice (1 de 24 puits)	Transparent	PCF	5	**887,60 -**
Porosité 12 µm					
044014	Chambre de culture pour plaque 24 puits	Translucide	PC	50	**512,65 -**

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
051724	Plaque réceptrice monopuits	5	5	**139,95 -**
051725	Plaque réceptrice 24 puits	5	5	**137,85 -**