
## Chambres de culture CELLdisc™ Greiner Bio-One




- Disque en polystyrène, bouchon en HDPE
- Forme cylindrique minimisant les effets de bords : rapport surface/volume optimisé de 40 % par rapport à un dispositif traditionnel
- Canal central permettant les échanges gazeux
- Ouverture large de 38 mm avec bouchon à vis, 2 couleurs en fonction du traitement : **Rouge : TC** **Bleu : advanced TC**
- Stériles, à usage unique
- Compatibles avec la culture en systèmes clos et la bioproduction

DNase RNase · Endo-toxines · Cyto-toxines · ADN humain



| Réf. | Surface (cm²) | Nbre de plateaux | Volume de travail (ml) | Traitement | Unités/ sachet | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **073053** | 250 | 1 | 70 | TC | 1 | 8 | **NC -** |
| **073049** | 1000 | 4 | 270-300 | TC | 1 | 4 | **NC -** |
| **678904** | 1000 | 4 | 270-300 | Advanced TC | 1 | 4 | **NC -** |
| **073050** | 2000 | 8 | 540-600 | TC | 1 | 3 | **NC -** |
| **678908** | 2000 | 8 | 540-600 | Advanced TC | 1 | 3 | **NC -** |
| **073051** | 4000 | 16 | 1080-1200 | TC | 1 | 2 | **NC -** |
| **678916** | 4000 | 16 | 1080-1200 | Advanced TC | 1 | 2 | **NC -** |
| **073052** | 10000 | 40 | 2700-3000 | TC | 1 | 1 | **NC -** |
| **678940** | 10000 | 40 | 2700-3000 | Advanced TC | 1 | 1 | **NC -** |




878075


878074


878071



878072

VIDEO



Saisissez la référence sur **MILIAN.COM** pour voir la vidéo produit

### Accessoires

- **CELLevator : permet l'empilage des CELLdisc dans l'incubateur pour optimiser la surface**
- **CELLstage : permet le bon positionnement des CELLdisc pour un remplissage aisé (même pour les CELLDisc à nombreux étages)**
- **CELLhandle Gripper : permet la manutention et le transport des CELLdisc**
- **CELLring : support avec niveau à bulle, permet de garantir la planéité totale des CELLdisc**

| Référence | Désignation | Unités/ sachet | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| **878071** | CELLevator | 1 | 9 | **NC -** |
| **878072** | CELLstage pour Celldisc 4 à 24 étages | 1 | 1 | **NC -** |
| **878073** | CELLstage pour Celldisc 40 étages | 1 | 1 | **NC -** |
| **878074** | CELLhandle Gripper | 1 | 1 | **NC -** |
| **878075** | CELLring | 1 | 3 | **NC -** |

