Flacons de culture cellulaire standard TPP®

Traités pour favoriser l'adhésion et la croissance cellulaire.
- Marquage bilatéral ;
- Flacon en PS et bouchon en PE.

Flacons standard filtrants

- **Standard : en position ventilée lorsque le rectangle est vers le haut, en position étanche lorsque le rectangle est à 90°**
- **Filtrant : membrane PTFE hydrophobe pores de 0,22 µm**

Référence	Type de col	Type de bouchon	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Surface 25 cm²						
009025	Incliné	Standard	TC	10	360	NC -
009026	Incliné	Filtrant	TC	10	360	NC -
Surface 75 cm²						
009075	Incliné	Standard	TC	5	100	NC -
009076	Incliné	Filtrant	TC	5	100	NC -
Surface 150 cm²						
190150	Incliné	Standard	TC	3	36	NC -
190151	Incliné	Filtrant	TC	3	36	NC -
Surface 300 cm²						
190300	Incliné	Standard	TC	3	18	NC -
190301	Incliné	Filtrant	TC	3	18	NC -



Bouchons pour flacons de culture

Pour flacon	25 cm²		75 cm²		150 et 300 cm²	
	Réf.	CHF les 40	Réf.	CHF les 40	Réf.	CHF les 40
Bouchon standard	190825	NC -	190875	NC -	190850	NC -
Bouchon filtrant	190826	NC -	190876	NC -	190856	NC -

Flacons de culture cellulaire TPP® avec couvercle ou film pelable

- **Flacon en polystyrène**
- **Bouchon filtrant : membrane PTFE hydrophobe, pores de 0,22 µm**
- **Avec couvercle ou film pelable**
- **Avec ou sans barrière qui crée une surface de culture plane et plus petite**
- **Version avec film pelable (ouverture en pointe) pour une ouverture plus facile**

					Couvercle		A film pelable	
Surface (cm²)	L x l x h (mm)	Unité d'emb.	Barrière	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
25	92 x 51 x 31	5	Non	70	-	-	190028	NC -
75	155 x 85 x 75	2	Non	32	-	-	190078	NC -
115	210 x 122 x 50	3	Oui	18	190652	NC -	190653	NC -
150	122 x 50 x 150	3	Non	18	-	-	190153	NC -
150	122 x 50 x 150	3	Oui	18	190552	NC -	-	-
300	275 x 170 x 55	2	Non	8	-	-	009303	NC -







Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit



Saisissez les références sur milian.com pour retrouver le guide de résistance chimique des résines TPP

Flacons de culture cellulaire standard SPL

- **En polystyrène transparent de haute qualité**
- **Design spécial du col : court, large avec un angle favorisant l'accès des pipettes sérologiques et grattoirs**
- **Empilables**
- **Stériles**
- **Bouchon vert**

Référence	Type de col	Type de bouchon	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Surface 25 cm²						
330014	Incliné	Standard	TC	5	200	NC -
330011	Incliné	Filtrant	TC	5	200	NC -
Surface 75 cm²						
330015	Incliné	Standard	TC	5	100	NC -
330012	Incliné	Filtrant	TC	5	100	NC -
Surface 175 cm²						
330016	Incliné	Standard	TC	5	40	NC -
330013	Incliné	Filtrant	TC	5	40	NC -



DNase RNase · Pyro-gènes · Endo-toxines

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com