Boîte de Petri pour culture d'organe Falcon®


- Easy grip
- Emballage "peel-open" de type médica
- Stérile par rayons gamma
- Surface de culture 2,89 cm²



Référence	Ø x h (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
353037	60 x 15	Ronde avec puits central	TC	20	500	NC -

Boîtes de Petri Corning®

Boîtes de Petri traitées culture cellulaire Corning®



- Le traitement CellBind® permet une meilleure adhésion cellulaire
- Encoches pour un meilleur empilage
- Système d'évent pour un meilleur échange gazeux
- Polystyrène haute transparence
- Stériles, apyrogènes


Référence	Dim. int. x h. int.(mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Ø 35 mm						
430165	34,4 x 10	-	TC	20	500	NC -
003294	34,4 x 10	-	CellBIND®	10	210	NC -
Ø 60 mm						
430166	52,1 X 15	-	TC	20	500	NC -
003295	52,1 X 15	-	CellBIND®	7	126	NC -
430196	51,4 X 15	Fond quadrillé (2 mm)	TC	20	500	NC -
Ø 100 mm						
430167	83,8 x 20	-	TC	20	500	NC -
003296	83,8 x 20	-	TC	5	40	NC -
430293	80,5 x 20	-	TC	10	480	NC -
Ø 150 mm						
430599	134,5 x 25	-	TC	5	60	NC -

Référence	L x l x h (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Forme carrée						
431110	224 x 224 x 25	Carrée 245 x 245 mm	TC	4	16	NC -

Boîte de Petri 60 mm avec puits central Corning®

Uniquement déstinée à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostics ou thérapeutiques, pour la fertilisation *in vitro* ou des procédures d'aide à la fertilisation.

- Puits central 20 mm
- Puits interne pouvant contenir 3 ml de milieu, tandis que le puits externe peut contenir 10 ml
- Traitée pour l'attachement optimal des cellules
- Stérile



Référence	Ø x h (mm)	Puits central (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
003260	60 x 15	20	20	500	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com