
Boîtes de Petri UpCell Nunc™


Thermo SCIENTIFIC nunc

Conçues pour permettre une dissociation rapide des cellules de la surface par simple changement de température.

- **Pas de trypsination : protéines de surface et antigènes préservés**
- **Pas d'utilisation de grattoir : bonne viabilité cellulaire**
- **Couches de cellules récupérées peuvent être empilées afin de créer des modèles de tissus tridimensionnels et des co-cultures**
- **Temps de manipulation minime**
- **Grille 3 x 3 mm permettant la récolte de cellules individuelles en suspension ou de petites colonies**








Référence	Ø ext x h ext. (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Ø 35 mm						
056714	40 x 12	Membrane de support fournie	Upcell	5	30	NC -
Ø 60 mm						
056713	60 x 15	-	Upcell	5	30	NC -
056716	60 x 15	Grille	Upcell	5	30	NC -
Ø 100 mm						
056712	92 x 17	-	Upcell	1	6	NC -
056715	92 x 17	Grille	Upcell	1	6	NC -

Boîtes de Petri traitées culture cellulaire TPP®

TPP

- **Surface d'inscription jaune sur le côté du couvercle**
- **Un anneau "Grip" à la base, facilite l'ouverture de la boîte et l'empilement de plusieurs boîtes**
- **En polystyrène**
- **Stériles**





Référence	Ø ext x h ext. (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Ø 35 mm						
067002	40 x 11	Grip	TC	20	900	NC -
Ø 60 mm						
067003	60 x 16	Grip	TC	14	840	NC -
Ø 100 mm						
193100	96 x 21	Grip	TC	10	240	NC -
Ø 150 mm						
193150	146 x 21	Grip	TC	5	100	NC -




Saisissez les références sur milian.com pour retrouver le guide de résistance chimique des résines TPP

Boîtes de Petri traitées culture cellularie SPL

SPL

- **En polystyrène transparent de haute qualité, USP classe VI**
- **Grip externe : pour une meilleure préhension**
- **Stériles SAL 10^{-6}**





Référence	Ø int x h int. (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Ø 35 mm						
330005	35 x 9,6	Grip	TC	10	500	NC -
Ø 60 mm						
330006	52,8 x 12,8	Grip	TC	10	500	NC -
Ø 100 mm						
330007	86,26 x 17,70	-	TC	10	200	NC -
330008	87,48 x 16,40	Grip	TC	10	200	NC -
Ø 150 mm						
330009	138,57 x 23,3	-	TC	10	120	NC -
330010	138,57 x 15,4	-	TC	10	120	NC -

Forme carrée

- **En polystyrène transparent**
- **Fond quadrillé pour le dénombrement des colonies**

Réf.	Lx l x h (mm) ext.	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
330045	126,40 x 126,4 x 20	Grille	TC	5	60	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com