
Flacons de culture cellulaire Nunc™





Flacons stériles, non traités culture, pour toutes les applications ne nécessitant pas d'ancrage de cellules sur le fond des plaques.

- **Bouchons blancs pour une identification facile**
- **Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes**
- **Surface hydrophobe pour culture d'hybridomes et suspensions cellulaires**

Flacons de culture cellulaire non traités standard Nunc™

Réf.	Surface (cm²)	Type de col	Type de bouchon	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
055459	25	Incliné	Filtrant	10	200	NC -
055460	75	Incliné	Filtrant	5	100	NC -
055461	175	Droit	Filtrant	4	30	NC -

Flacons de culture cellulaire 3 étages Nunc™

Flacon de culture à 3 niveaux présentant une surface de culture de 500 cm² dans un volume équivalent à celui d'un flacon de 175 cm², grâce à la présence de trois plateaux internes.

- **Volume utile conseillé : 200 ml**
- **Stérilisés gamma**
- **Facilité d'utilisation : il suffit de remplir le flacon jusqu'à répartition égale du milieu par compartiment et de coucher le flacon pour sa mise en incubation**

Réf.	Surface (cm²)	Type de col	Type de bouchon	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
056345	500	Droit	Filtrant	1	32	NC -

Flacons de culture cellulaire SPL



- **Polystyrène transparent de haute qualité**
- **Design spécial du col : court, large avec un angle favorisant l'accès des pipettes sérologiques et grattoirs**
- **Empilables**
- **Stériles**
- **Non cytotoxiques**

Flacons de culture cellulaire non traités standard SPL

Réf.	Surface (cm²)	Type de col	Type de bouchon	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
330020	25	Incliné	Standard	5	200	NC -
330021	75	Incliné	Standard	5	100	NC -
330022	175	Incliné	Standard	5	40	NC -
330017	25	Incliné	Filtrant	5	200	NC -
330018	75	Incliné	Filtrant	5	100	NC -
330019	175	Incliné	Filtrant	5	40	NC -

Flacons de culture cellulaire CELLine Wheaton®





Flacons munis d'une double membrane optimisant les échanges gazeux et les échanges de nutriments. Les conditions de culture permettent d'obtenir des concentrations cellulaires élevées allant de 1 x 10^8 cellules/ml et des concentrations de protéines jusqu'à 25 mg/ml.
Le flacon CELLine est équipé de 2 ouvertures, l'une permettant d'avoir accès à la chambre contenant les cellules, l'autre au renouvellement du milieu.

3 présentations

- **CELLine CL 350 : idéal pour les travaux pour lesquels il est nécessaire d'obtenir des densités de cellules élevées**
- **CELLine CL 1000 : ce modèle permet d'obtenir un grand nombre de cellules**
- **CELLine AD 1000 : dispose des mêmes avantages que la CeLLine classique, mais avec une nouvelle matrice en PET permettant de cultiver les cellules adhérentes**

Référence	Spécificité	Volume (ml)	Type de col	Type de bouchon	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
150102B	CL350	5 + 350	Incliné	Standard	Non traité	1	5	NC -
150103	CL1000	15+1000	Incliné	Standard	Non traité	1	3	NC -
150104	AD1000	15+1000	Incliné	Standard	TC	1	3	NC -